

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

• ЖОВТЕНЬ (2005) •

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ



Придбайте **VITA VM13 BASIC KIT POWDER**

або **VITA VM13 BASIC KIT SMALL POWDER**

із знижкою 25% і станьте учасником програми обміну кераміки!!!

VITA

При купівлі **VITA VM13 BASIC KIT POWDER**
Ви маєте можливість отримати до 800 грам
кераміки в обмін на 800 грам будь-якої іншої кераміки

При купівлі **VITA VM13 BASIC KIT SMALL POWDER**
Ви маєте можливість отримати до 400 грам
кераміки в обмін на 400 грам будь-якої іншої кераміки



VITA VM13 BASIC KIT SMALL POWDER

Повна ціна - 3 284 грн.

Акційна ціна - 2 463 грн.

VITA VM13 BASIC KIT POWDER

Повна ціна - 4 500 грн.

Акційна ціна - 3 375 грн.

REGARD+

Более 10 лет на рынке стоматологии

Фирма «Регард» — дистрибутор стоматологической продукции фирм SpofaDental (Чехия), PEGASUS (Англия), Омега-Дент (Россия), Тайфун-Мед (Серпухов, Россия).

Эксклюзивный представитель
фирмы Slovadent (Словакия): в ассортименте представлены
установки CHIRADENTA (Optimal, Basic);
фирмы Dental X (Италия): автоматические вакуумные
стерилизационные системы

Предлагаем установки типа «Дипломат» (Словакия)
фирмы «Chirana-Dental s.r.o.», оборудование фирмы «Аверон»
(Россия); рентгенаппараты: Gendex, Stern Webber (Италия);
радиовизиографы Visiodent (Франция);
наконечники «Тайфун-Мед» (Серпухов, Россия).

**Купили в «РЕГАРДЕ» —
и Вы в авангарде!**

Установка с верхней подачей
инструментов.

В комплект входит:

- пустер трехфункциональный
(вода, воздух, спрей),
- турбинный выход световой Midwest,
- микромотор Bien Air 40.000 об/мин.
(Швейцария),
- ультразвуковой скалер TKD
+ 3 насадки (Италия),
- фотополимерная светодиодная
лампа LED (США),
- эжекторный слюноотсос
воздушного типа.

**Новая модель!
Максимальная комплектация!
СУПЕРЦЕНА!**

Slovadent+



CHIRADENTA 800 OPTIMAL

Фирма «РЕГАРД» эксклюзивно представляет:

ТМ «PEGASUS» (АНГЛИЯ)

- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ (300 мл, 500 мл)
- ПЛАСТИКОВЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ НАГРУДНИК

Специальные цены для оптовых покупателей!



«ОМЕГА-ДЕНТ» (РОССИЯ г. Москва)

Широкий ассортимент продукции для терапевтической и хирургической стоматологии:

- Стеклоиномерные материалы
- Материалы для пломбирования корневых каналов
- Девитализация и обработка пульпы
- Кровоостанавливающие материалы
- Обработка корневых каналов
- Распломбирование корневых каналов
- Поверхностная анестезия
- Лечение пульпитов и периодонтитов
- Лечебные защитные подкладки, дезинфекция
- Размягчение и удаление камней
- Материалы для лечения и профилактики заболеваний пародонта

КАЧЕСТВЕННАЯ продукция по ДОСТУПНОЙ цене!



«ТАЙФУН-МЕД» (РОССИЯ г. Серпухов)

Широкий ассортимент стоматологических наконечников:

- угловой стоматологический НУ-дом с внутренним подводом воды
- прямой стоматологический НП-40 М
- турбинный ортопедический НТБ-250
- турбинный для терапевтической стоматологии НТС 300-05
- турбинный кнопочный стоматологический НТКС-300-1 «СЗМ»
- турбинный кнопочный стоматологический со световодом НТКС св-300-2 «С»
- ГАРАНТИЯ 6 месяцев



Сервисное обслуживание осуществляют сертифицированные специалисты фирмы «РЕГАРД», прошедшие обучение на заводе-изготовителе

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА УКРАИНЕ

Наши координаты:

«РЕГАРД»
г. Харьков, ул. Семиградская, 12а,
тел.: (0572) 28-23-25, 28-23-42, (057) 738-09-53

Филиал:
г. Одесса, ул. Успенская, 47,
тел.: 8 (048) 728-68-45

C8+ - ВАША КОНЦЕПЦІЯ НА МАЙБУТНЄ

Із установкою C8+ фірма «Sirona» пропонує комфорт лікування, гнучкість вибору опцій та естетику, що відповідають Вашим бажанням.

- Досконалість форм обивки та запрограмована системою ErgoMotion синхронність рухів сидіння та спинки — для максимального комфорту пацієнта
- Інтуїтивне обслуговування педальним перемикачем установки C8+ - для оптимального лікування
- Інтегрована система комунікації з пацієнтом SIVISION 3 - для ефективного консультування Ваших пацієнтів
- Елемент лікаря з великою робочою поверхнею
- Внутрішньоротова камера в елементі лікаря - постійно готова до роботи
- Наочна панель обслуговування із регулюванням інтенсивності та швидкості інструментів



sirona.

The Dental Company

C8+ - МАКСИМАЛЬНО СПРОЩЕНА РОБОТА З ІНСТРУМЕНТАМИ

- Інтеграція всіх важливих інструментів
- Лише один педальний перемикач для обслуговування всіх функцій лікування

Просте та інтуїтивне обслуговування!

Концепція лише одного педального перемикача: обслуговування установки C8+ залучається на педальному керуванні. Його переваги: лише за допомогою педального перемикача та кількох органів керування можна керувати всіма важливими для лікування функціями. Зручна локалізація педального перемикача сприяє оптимальному функціонуванню електромоторів і турбінних наконечників.

Запам'ятовування встановлених робочих величин!

Завдяки автоматичній функції запам'ятовування остання використана величина автоматично зберігається при вікладенні інструмента без додаткового натиснання на кнопку. Отже, незважаючи на призупинення роботи, Ви можете продовжити її з попередніми параметрами. Індикатор на світлодіодах відтворює інтенсивність (0-100%) кожного використаного інструмента, полегшуючи таким чином обслуговування.

Все для ефективного лікування!

C8+ відкрита також для Ваших цілком особливих бажань: чи то внутрішньоротова камера, внутрішньоротовий піскоструминний пристрій ProSmile чи скалер з підсвіткою — у C8+ все інтегроване. Всі інструменти та органи керування розташовані під рукою та забезпечують гармонійний послідовний процес лікування.

C8+ ЗРОБИТЬ УСПІХ ВАШОЇ РОБОТИ ОЧЕВІДНИМ ТА ПЕРЕКОНЛИВИМ

Ефективне консультування!

Консультування та інформування особливо важливі для переконання Ваших пацієнтів. Одночасно із знімками внутрішньоротової камери разом зі своїм пацієнтом Ви можете легко побачити та обговорити

також цифрові рентгенівські зображення на моніторі. Таким чином Ваша практика перетворюється у цілісну систему, поєднуючи діагностику та лікування з довірою та особливою повагою.

Оптимальна видимість робочого поля!

Для бездоганної освітленості робочого поля установка C8+ оснащується двома світильниками, що створюють умови роботи як при денному світлі. Потужний світильник SIROLUX F забезпечує оптимальну освітленість Вашого робочого поля (біла світлова пляма) з чітким контуром поля світильника. SIROLUX E дає світло, сприяючи кращому виявленню змін в яснах і тканинах порожнини рота. Керування яскравістю здійснюється з елемента лікаря.

C8+ — МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ З ОПЦІЮ TURN

Надійність Вашого майбутнього!

Опція Turn дає можливість швидко та просто перетворити праворучну роботу на ліворучну. Завдяки цьому як право-, так і ліворучним стоматологам забезпечуються ідентичні робочі умови з додатковим симетричним розташуванням клавіатури на елементі лікаря та доступним спреєм.

Багато простору в найтіснішому приміщенні!

Завдяки обертовому кріслу (опція Turn) установка C8+ навіть у найтіснішому приміщенні дозволяє Вам оптимально використати робоче місце.

C8+ — ГНУЧКО ПРИСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ВАШИХ ВИМОГ

Ваш «плюс»: ергономічність

- Ідентичні умови роботи як з асистенткою, так і самостійно
- Лікування для право- та ліворучних (опція)

Комфортно для Вашого лікування!

Форма спинки установки C8+ уможливлює оптимальний доступ до пацієнта. Варіабельність позиціювання елементів лікаря та асистентки

гарантує швидкий доступ до інструментів. Саме тому C8+ створює бездоганні передумови для комфортої роботи в усіх варіантах лікування з або без асистентки.

C8+ — ОДНА КОНЦЕПЦІЯ ДЛЯ 4-Х МОДЕЛЕЙ! ВАШ «ПЛЮС»: ГНУЧКІСТЫ!

Одна концепція для 4-х моделей: нижня подача, верхня подача, пересувний автономний або стаціонарний (інтегрований) cart.

Унікальна можливість заміни верхньої подачі інструментів на нижню, та навпаки.

C8+ адаптується до будь-яких Ваших індивідуальних потреб!

Ця гнучкість забезпечує додаткову надійність Ваших інвестицій! Завдяки однаковій довжині шлангів інструментів і особливому розташуванню головки інструмента ідеально легка зміна звисаючих шлангів нижньої подачі на верхню (напр. при доукомплектуванні апарату).

C8+ — МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВАС І ВАШОГО ПАЦІЄНТА

Ваш «плюс»: гігієна

- Інтегрована дезінфекційна установка (опція)
- Усі критичні елементи змінні та піддаються термодезінфекції
- Гладкі, легкі для очищення поверхні
- Сливовідсмоктувальні шланги не торкаються підлоги

Гігієнічний ланцюжок від «Sirona»!

Наскрізний гігієнічний ланцюжок забезпечує просту та очевидну для пацієнта гігієну. Всі змінні елементи стерилізуються або термодезінфікуються. Легкодоступні для очищення поверхні та змінні елементи гарантують просте та швидке очищення. Все це дозволяє утримувати в ідеальній чистоті найкритичніші щодо гігієни елементи.

Чистота навколо!

Інтегрована напівавтоматична система очищення постійно турбується про надійну гігієну, запобігаючи утворенню біоплівки.

Від фірми «Sirona» Ви, звичайно, отримаєте також сепаратор амальгами.



Із захисним склом і змінними ручками (освітленість 8000/22000 люкс). Потужний світильник охолоджується внаслідок конвекції.



Із змінними ручками і освітленістю 8000/25000 люкс. Потужний світильник охолоджується вентилятором і відтворює дієвне освітлення.



З'єднана з кріслом пацієнта головна складова стоматологічної установки Sirona C8+ - елемент лікаря у версії інтегрований cart.



Автономний cart з педаллю керування та боксом для під'єднання (розміри 355 мм х 245 мм х 350 мм) дозволяють його безпроблемне встановлення навіть у найменшому кабінеті.

КМІЦ “СТОМАТСЕРВІС”
Офіційний дилер в Україні

01025 м. Київ, вул. В.Житомирська, 18А,
тел./факс: (044) 278-59-17, 278-41-10
e-mail: stomats@astral.kiev.ua



Высочайшее качество по доступной цене

Стоимость любого имплантата с заглушкой всего 89\$.

Стоимость титанового абатмента с фиксирующим винтом всего 48\$.

Научный отдел компании MIS постоянно разрабатывает новые технологии в области дентальной имплантологии.

Лабораторные и клинические исследования проводят совместно с престижными дентальными центрами и стоматологическими университетами. Созданные в последствии на этой базе технологические новинки в кратчайшие сроки предоставляются нашим клиентам.

Желающим записаться на имплантологический курс по системе MIS обращаться по тел.: +38 (050) 5654626

Дентек
Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 11А, офис 811

Тел./факс: +38 (044) 4028344, +38 (050) 5654626
e-mail: dentek@ukr.net

ДЕ

Romidan
dental premium quality products

Ромидан

Качество и комфорт



Алмазные боры для
всех видов
стоматологической
деятельности

Дентек
Украина, г. Киев
ул. Академика Королёва 12г
Тел/Факс: (044) 4028344
Тел.: 050 5654626
Эл. почта: dentek@ukr.net

ШТУЧНІ АКРИЛОВІ ЗУБИ*

YAMAHACHI DENTAL MFG, CO.

Вироблено в Японії

Набір штучних зубів
NEW ACE фронтальні та
NAPERCE жувальні



35= грн.
28 зубів/ 1 планка




32= грн.
28 зубів/ 1 планка



NEW ACE
зуби штучні
фронтальні
8 зубів/ 1 планка
8 50 грн.

NAPERCE
зуби штучні
жувальні
11 50 грн.



FX зуби штучні
фронтальні
6 зубів/ 1 планка
11= грн.

FX зуби штучні
жувальні
8 зубів/ 1 планка
14 50 грн.

FX набір штучних зубів
фронтальні та жувальні
28 зубів/ 1 планка
45= грн.

MILLION
зуби штучні
жувальні
10= грн.
8 зубів/ 1 планка


*колір по VITA

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ МОЗ УКРАЇНИ № 4211/2005


м.Дніпропетровськ, 49008, вул.Робоча 23В, к.104
тел./ф.: (0562) 323130, 357412, 386662
e-mail: fixmail@runbox.com

ФіксТрейд

... Предложение года от DeguDent



При покупке полного ассортимента керамики Duceram Kiss с пастообразным опаком Вы получаете в подарок жидкокристаллический телевизор Samsung LW-20 M 21 C 51



Kiss

ООО "Интекс"
03035, г. Киев, ул. Кудряшова, 7
тел.: 8 (044) 244-06-42 (43), 8 (044) 239-21-57 (58)
факс: 8 (044) 244-08-95
e-mail: optim@intex.com.ua
www.intex.com.ua

DeguDent
A Dentsply International Company

МАТЕРИАЛИ



Северная Италия.
Солнце, горы... стоматология.

Композит,
проверенный временем.



проф. Ф. Мангани Л. Никулкова проф. С. Валерио

Media Dent
стоматология
профессионалом

Учебный центр "МедиДент-Украина"

Официальный представитель
компании MICERIUM s.p.a. (Италия)
Тел.: +380 44 203-06-04
www.mediadent.com.ua
e-mail: mediadent@ukr.net

G
MICERIUM
Л. Никулкова,
врач-стоматолог ЦСП МО Украины,
консультант фирмы MICERIUM s.p.a.(Италия)

www.navistom.com.ua

22-24 сентября на берегу живописного горного озера Комо состоялся международный конгресс «Композиты в третьем тысячелетии. Клиника, образование и исследования», посвященный 10-летию появления на рынке стоматологии композита ENAMEL PLUS итальянской фирмы MICERIUM.

Со всех уголков мира собрались более тысячи стоматологов, чтобы поделиться своим практическим опытом и обсудить насущные проблемы. Собрание проходило в Центре Конгрессов, построенном в 1990 году на территории виллы Эрба. Современный зал не нарушает гармонию старинного парка, коллекций азалий, гортензий и разноцветных клумб. Он идеально подходит как для заседаний, так и для вечеринок.

Lorenco Vanini, стоматолог и виртуозный пианист, продемонстрировал в своем докладе на конгрессе как можно совмещать воедино стоматологию и гармонию музыки. А вечером на концерте мы услышали его как великолепного пианиста.

Lorenco Vanini на протяжении многих лет успешно сотрудничает с фирмой MICERIUM и является автором техники анатомической стратификации, разработанной на основе микрогибридного композита ENAMEL PLUS. Она позволяет воспроизводить оптическую модель зуба послойно, учитывая индивидуальные характеристики и особенности тканей зуба. Сочетание высоких эстетических и прочностных показателей позволяет говорить об универсальности композита. 10 лет на стоматологическом рынке доказали неоспоримые преимущества материала как для прямых, так и непрямых реставраций.

Выступающие в своих докладах отмечали основную тенденцию в современной консервативной стоматологии – применение техники минимальной инвазии. ENAMEL PLUS открывает широкие возможности в этом направлении, так как позволяет в самых сложных случаях найти консервативное решение.

Свои практические работы и научные изыскания продемонстрировали в докладах стоматологи Италии, Франции, Германии, Великобритании, Израиля, Венгрии, США и др. Единственным докладчиком на конгрессе из стран постсоветского пространства был С.В. Радлинский (Полтава). Хочется отметить, что доклад Сергея Владимировича о прямых и непрямых реставрациях вызвал немалый интерес у участников конгресса.

Каждый из нас, участников конгресса, увез с собой не только новые знания о возможностях ENAMEL PLUS, но и приятные впечатления о гостеприимной солнечной Италии и общении с коллегами со всего мира.

Штифты анкерные титановые



Размеры изготавливаемых штифтов

	H	D				
		1	2	3	4	5
S	5	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6
L	7	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6
M	9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6

Штифты маркируются комбинацией букв (S, M, L), которые обозначают длину, и цифр (от 1 до 5), которые обозначают диаметр. Например, M-2, L-4. Все размеры указаны в миллиметрах. Штифты изготовлены из прочного титанового сплава BT-20. Для установки штифтов выпускаются 2 вида ключей: накидной и крестообразный ключ-отвертка.

new!

Нескользящие блокноты для замешивания

MGK



Продукция высшего качества.

Специальная **нескользящая основа** облегчает процесс замешивания и/позволяет использование на любом рабочем столе (**нет необходимости придерживать блокнот свободной от замешивания рукой**).

Non-Skid Mixing Pads

- сделаны из плотной белой бумаги, со специальным 2-х сторонним абрзивно-усточивым покрытием.
- простое и комфортное использование.
- лёгкое замешивание.
- экономия материала и времени.
- универсальное использование (композиты, цементы, пасты, силиконы).
- выпускается в 3-х размерах (7,0 x 8,0 cm; 12,5 x 18,0 cm; 15,0 x 24,0 cm).

Non-Skid Foil Pads

- специально разработан для замешивания цементов.
- сделан из химически стабильного прозрачного пластика на фольгированной основе.
- лучшая альтернатива стеклу (гигиеничен, исключены сколы).
- экономит время и материал.
- выпускается в 2 размерах: (7,0 x 8,0 cm; 8,0 x 14,0 cm).




Dent Land

new!

Рентгенологические карты пациентов

MGK

- Качество класса HIGH QUALITY
- Полный ассортимент:
 - индивидуальные конверты для рентгеновских снимков,
 - рентген-органайзер,
 - рентген-карты на самоклеящейся основе,
- Горизонтальное и вертикальное размещение снимков.
- Поля MEMO для информации о пациенте и снимках.
- Простой анализ проводимого лечения по диагностическим снимкам.
- Многократное использование (возможна последующая замена снимков).
- Просты в использовании.
- Экономят время.
- Идеальны для ведения картотеки снимков в клиниках различного уровня.



от 3 грн.
за карту


Заинтересованные торгующие организации приглашают к сотрудничеству

Первые отзывы об использовании бинокулярной оптики Heine Optotechnic



« больше года пытаюсь работать в каких-то лупах кустарного производства, теперь работаю в Ваших и могу сказать точно: в моей специализации без оптики работать нельзя, но в некачественной оптике – ещё больше нельзя!»

/ Валентина Сергеевна, реставратор, г. Николаев /



« я так гордился своими реставрациями, пока не начал работать в Вашей оптике, а теперь вижу, как по учебнику: дефекты формы и краевого прилегания, наплывы и пузырьки воздуха в материале – жуть!»

/ Виктор, реставратор, г. Одесса /




« не знаю как я раньше без оптики работал, ведь скольких переделок мог избежать!»

/ Виктор Николаевич, г. Киев /




«... ничего мне не рассказывайте, я в так Германии работал – супер!»


/ Сергей Иванович, эндодонт, г. Г



« так вот чем я себя / очень симпатич



« Ну да они толь / Наталья Петро



« я начал постоянно действительном у меня в спине и шее, спасибо /Анатолий Михайлович,



« Так вот ты какой, мой

А что скажете Вы?

new!

550 EUR



Осветитель HEINE HL 5000®
Исключительно высокий уровень освещенности 140 000 люкс на дистанции 30 см. Осветитель HL 5000 идеален для исследования и распознавания мелких деталей. Гибкая конструкция световода обеспечивает рабочий радиус до 120 см. В распоряжении имеются 3 версии крепления: на мобильный стенд, на стену и универсальное.

Осветитель HEINE HL 1200®
– это осветитель с гибким световодом, рефлекторной лампой 20 Вт и инновационными технологиями. Осветитель в два раза ярче по сравнению с обычными 20 Вт осветителями. HL 1200 имеет уникальный дизайн и особые характеристики, которых обычные лампы не имеют. В распоряжении имеются 3 версии крепления: на мобильный стенд, на стену и универсальное.

404 EUR



«Дент-Ленд»
г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
e-mail: dentland@optima.com.ua

RemeWhite Pro



Система аппаратного отбеливания

улучшите вид зубов вашего пациента всего за один визит!

RemeWhite Pro

Профессиональное отбеливание посредством засветки отбеливающего геля RemeWhite через специальную насадку-диффузор от источника очень мощного излучения (плазменно-дуговая технология).

- Процедура отбеливания длится всего 60 минут
- Отбеливание без теплового излучения, исключается перегрев пульпы
- Нет необходимости в защите десны и фторировании зубов после отбеливания
- Отсутствие гиперчувствительности
- Реальная возможность добиться осветления зубов до 8 оттенков за одно посещение



От 3000 EUR

вы и ваши пациенты
получаете
поразительный результат
безопасно,
быстро
и очень удобно



ОБЛАДНАННЯ

О системе аппаратного отбеливания Remewhite® (Remedent, Бельгия) в вопросах и ответах

Remewhite®

1. КАКОЙ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП СИСТЕМЫ АППАРАТНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ REMEWHITE PRO?

Пациенту предлагается специальный тестер (2 силиконовые капы с гелем - 5 евро) одеть на 10 мин, после чего оценивается на сколько его зубы подвержены осветлению. Если на 2 и более тона - пациенту предлагается процедура отбеливания (3 нанесения x 20мин, 17 евро) гелем RemeWhite с очень щадящей концентрацией пероксида водорода. Если результат средний 1-2 тона - то предлагается осветлить зубы более сильным гелем Formulation+ (3 нанесения x 20мин, 25 евро). Если после Formulation+ результат не очень удовлетворительный, то отбеливание можно повторить ещё через 2 дня.

Все нанесения геля проводятся БЕЗ ЗАЩИТЬ ДЕСЕН, т.к. химического ожога не будет, благодаря ноу-хау формы - применению глицерина совместно с нанесением пероксида. Каждому пациенту объясняется, что после процедуры отбеливания нужно на 48 часов воздержаться от употребления продуктов с красителями (борщ, томаты, красное вино, и т.п.), а также табака, кофе, черного чая.

Окончательный результат осветления станет виден через 2 дня, т.к. еще будут происходить химические реакции позволяющие осветлять зубы (т.к. концентрация пероксида на границе эмаль-дентин после процедуры довольно большая и не все хим. связи еще прошли). Кроме того, для пролонгации достигнутого результата пациенту предлагается комплект геля для домашнего поддерживающего осветления (16 кап с гелем на 8 дней – через 6 месяцев после процедуры отбеливания).

В скобках указаны стоимость расходных для врача, стоимость же процедуры может быть различной, исходя из контингента пациентов клиники (по Украине он варьируется от 100 до 400 долл. США).

2. НА СКОЛЬКО ОТТЕНКОВ СМЕЩАЕТСЯ ЦВЕТ ЗА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ ОТБЕЛИВАНИЯ? КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЛИ ЭТОТ ПРОЦЕСС?

Если шкала Vita позволяет, средний результат 8 оттенков после одночасовой процедуры. Этот процесс не следует контролировать, потому что вам потребуется как минимум 3 раза провести 20-ти минутный сеанс, чтобы получить обесцвечивание на молекулярном уровне. Даже если у вас отличный результат после первого или второго 20-минутного сеанса, существенно важно провести третий сеанс. Иначе, результат может не сохранится надолго (более 1 года). Осветление может происходить и после последующих 20-минут сессий, однако необходимо внимательно контролировать и оценивать ситуацию и прекратить отбеливание если осветление прекратилось.

3. НА КАКОЙ СРОК ГАРАНТИРУЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОТБЕЛИВАНИЯ И НАСКОЛЬКО АГРЕССИВНО ПРИ ЭТОМ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЕЛЯ НА ТКАНИ ЗУБА?

В зависимости от гигиены полости рта, а также привычек пациента (предпочтения в еде, курение и т.п.), результат в среднем сохраняется 2 года. Наш RemeWhite® гель, единственный из представленных на рынке, не требует никакой защиты тканей десны и не приводит к гиперчувствительности. Следовательно, при использовании RemeWhite геля не существует опасности повреждения тканей, в отличие от других существующих гелей.

4. СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВИДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА И КАК ЧАСТО МОЖНО ИХ ПОВТОРЯТЬ?

В среднем вы получите смещение до 8 оттенков после одночасовой процедуры. Однако, если у пациента, например, тетрациклические пятна, результат очень непредсказуем. У одних таких пациентов осветление происходит, у других его нет совсем.

5. КАКОВЫ ГАРАНТИИ ПОДДЕРЖАНИЯ МОЩНОСТИ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА СВЕТА В CL15?

Плазменная лампа рассчитана на 60.000 экспозиций (т.е., вспышек). Длительность свечения не имеет значения в плазменных технологиях. Касательно интенсивности мощности, существует возможность ее контроля. На фронтальной панели указывается, поддерживается ли еще нормальная интенсивность (обычно на протяжении всего срока годности). Стоимость новой плазменной лампы 299,00 евро.

6. КАКОВА СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ПЛАЗМЕННОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ И ЧТО ОНА В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ?

Система аппаратного отбеливания RemeWhite Pro (REMEDENT, Бельгия) стоит 3.690 евро и включает в себя: плазменную лампу CL-15, напольный штатив с рассеивающей насадкой-диффузором (для равномерной засветки верхней и нижней челюстей от 6 до 6 зуба), роторасширители, защитные очки, и отбеливающий гель на 10 пациентов.

7. КАКОВА СТОИМОСТЬ ГЕЛЯ REMEWHITE® И ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЯ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

Цены (розница) на расходные материалы следующие:
- Гель Formulation+ (набор из 3 баночек с пероксидом и 3 бачочек активатора, + микробраши и шпателя) - 75 EUR (на 3-х пациентов);
- Tester (набор из 20 капл с гелем) - 100 EUR;
- Remewhite (набор из 3 шприцов с пероксидом, микробраши, шпателя) - 50 EUR (на 3-х пациентов);
- Maintenance kit (поддерживающее домашнее освещение, 16 капл) - 55 EUR.

Допускается использование и других гелей, но нет гарантий, что вы получите такой же результат, более того вы столкнетесь с необходимостью защиты тканей десны и возможной гиперчувствительностью зубов.

8. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ REMEWHITE Pro®?

Наиболее важные преимущества системы аппаратного отбеливания RemeWhite Pro:
- процедура занимает 60 мин для пациента (в один визит);
- аппликации очень просты для персонала (занимает макс. 10 мин);
- при применении геля Remewhite практически отсутствует постоперационная гиперчувствительность зубов;
- недорогие расходные материалы;
- высокая рентабельность процедуры.

9. ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ (РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ) ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТБЕЛИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГЕЛЯ REMEWHITE® И ПЛАЗМЕННОЙ ЛАМПЫ CL-15?

Нет необходимости в дополнительном фторировании, так как гель и система, используемые нами, не разрушают эмаль. Почему? Пероксид вступает в реакцию с органическими соединениями, находящимися в промежутках между неорганическими солями эмали (эмаль на 96% неорганическая). Во время первичного отбеливания сильно пигментированные кольца углеродных соединений разрушаются и превращаются в цепные соединения, цвет которых намного светлее. Двуугледистые соединения конвертируются в гидрооксидные соединения (как спирт), которые обычно бесцветны. В ходе отбеливания достигается порог, когда остаются только гидрофильные бесцветные структуры = точка максимально возможного отбеливания. Только если вы перешагнете через этот порог, возникнет риск узвить зуб и увеличить пористость.

Оптимальное обесцвечивание означает максимальное отбеливание, в то время как чрезмерное обесцвечивание разрушает эмаль без увеличения степени отбеливания.

10. ПОЧЕМУ ЭФФЕКТ ОТБЕЛИВАНИЯ ПОСЛЕ 3 СЕССИЙ ПО 20 МИНУТ ИНГОДА ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ ИЛИ ЖЕ СОВСЕМ ОТСУТСТВУЕТ? КАЧЕСТВО ГЕЛЯ НОРМАЛЬНОЕ.

Существуют 2 основных типа изменений цвета: **наружное и внутреннее**. Внешние пятна, вызванные старением организма, курением, кофе, чаем, и т.п., легче всего отбеливаются, так как пятна находятся на эмали.

Внутренние пятна (например, тетрациклиновые или появившиеся в результате травмы, и т. п.) находятся в дентине. Так как пероксид действует только до границы дентина с эмалью, этот тип пятен гораздо сложнее обесцвечивать. Если внешняя дислокация находится как раз на границе, вы сможете получить довольно хороший результат, который, однако, не будет столь впечатляющим, как при отбеливании пятен на эмали. Если пятна находятся в самом дентине, пероксид не даст никакого эффекта. Другой сложный случай – это зубы с поверхностью эмалью, потому что в этом случае пероксиду придется работать на уровне дентина, т.е. там, где он менее эффективен. В то же время эмаль пациентов, принимавших в молодости слишком много фторсодержащих таблеток, становится действительно твердой и не пористой, что сильно затрудняет проникновение пероксида в эмаль.

11. ПОЧЕМУ НЕ ОТБЕЛИВАЮТСЯ МЕРТВЫЕ ЗУБЫ?

Так как мертвые зубы являются неорганическими, они не могут быть отбелены. Мы обесцвечиваем кольца углеродных соединений, они органические. Эти кольца разрушаются и превращаются в двойные цепные соединения с более светлым цветом, а затем в одинарные цепи, цвет которых еще светлее.

Для отбеливания мертвых (девитальных) зубов существуют системы, с более высокой концентрацией отбеливающего вещества. Однако поскольку эффект химического отбеливания обратим, применять часто данный вид отбеливания на мертвых зубах небезопасно, вследствие их хрупкости.

Более эффективным методом является реконструктивное осветление (ламирование, резекция дентина).



Стандартна комплектація стоматологічної установки з кріслом нового типу

"Chiromega 654 C/Duet"

на З-інструменти (можливість розширення до 5-інстр.) :

- крісло тип 652 з енергоблоком.
- поворотна керамічна плювачка.
- водяний ежекторний (повітряний) сливовідсмоктувач.
- галогеновий світильник 20000 lux.
- столик на пантографічному плечі з нижньою підвідкою рукавів.
- автономна подача води на інструменти.
- нагрівач води.
- З-інструменти :
- турбінний рукав із світлом тип M4/B2.
- мікромоторний рукав для мікромотора тип P2ED422/460
- трьохфункційний пустер повітря/вода.

Шина : 4800 EURO

Стандартна комплектація стоматологічної установки з кріслом нового типу

"Chiromega 654 C/NIKa"

на З-інструменти (можливість розширення до 5-інстр.) :

- крісло тип 652 з енергоблоком.
- керамічна плювачка.
- водяний ежекторний (повітряний) сливовідсмоктувач.
- галогеновий світильник 20000 lux.
- столик на пантографічному плечі з нижньою підвідкою рукавів.
- автономна подача води на інструменти.
- нагрівач води.
- З-інструменти :
- турбінний рукав із світлом тип M4/B2.
- мікромоторний рукав для мікромотора тип P2ED422/460
- трьохфункційний пустер повітря/вода.

Шина : 4600 EURO

Стандартна комплектація стоматологічної установки

"Chiromega 654 Solo"

на З-інструменти (можливість розширення до 5-інстр.) :

- керамічна плювачка.
- водяний ежекторний (повітряний) сливовідсмоктувач.
- галогеновий світильник 20000 lux.
- столик на пантографічному плечі з нижньою підвідкою рукавів.
- автономна подача води на інструменти.
- нагрівач води.
- З-інструменти :
- турбінний рукав із світлом тип M4/B2.
- мікромоторний рукав для мікромотора тип P2DF294(P2ED422,460)
- пустер повітря/вода.

Шина : 2780 EURO



СМОС-технология от VATECH – современная концепция получения радиовизиографического изображения

На сегодняшний день большинство предложений по цифровой радиовизиографии базируется на непрямом преобразовании рентгеновского излучения. Т. е. прошедшее через ткани зуба рентгеновское излучение попадает на приемный датчик, внутри которого (в слое сцинтиллятора) преобразуется в видимое излучение. Затем это видимое излучение считывается CCD-матрицей, электрический сигнал с которой поступает на интерфейс связи с компьютером, а затем полученное цифровое изображение может быть просмотрено на мониторе. Таким образом, изображение получается посредством двойного преобразования:

Рентгеновское излучение → свет → электрический сигнал



Недостатки этого метода в том, что при преобразовании рентгеновского излучения в видимое происходят неизбежные потери и искажение информации из-за физических эффектов (рассечение, поглощение, наложение и пр.), возникающих в слое сцинтиллятора. В результате, после считывания CCD-матрицей преобразованной информации в виде светового излучения, получаемое цифровое изображение содержит все артефакты, которые выражаются в виде некоторой размытости и нечеткости.

Но существует и другая технология – с прямым преобразованием рентгеновского излучения в электрический сигнал (т.е. цифровое изображение). Этот метод исключает вышеописанные искажения и потери информации, а изображение получается более четким, контрастным и достоверным. Суть технологии такова: рентгеновское излучение попадает на детектор (обычно это кристалл кремния или кадмий-теллурія), в котором, в зависимости от количества энергии излучения, попавшего на каждую приемную ячейку (пиксел), происходит считывание информации соответствующей ячейкой на CMOS-матрице. Электрический сигнал с CMOS-матрицы поступает непосредственно на интерфейсное устройство, а далее в персональный компьютер и на монитор. В этом случае, изображение получается путем прямого преобразования:

Рентгеновское излучение → электрический сигнал

Не вдаваясь в полемику и критику очень популярных радиовизиографов на основе CCD-матрицы, мы предлагаем самый простой и верный способ оценить качество и диагностическую информативность изображения, получаемого посредством датчиков с CMOS технологией – увидеть снимки, полученные этими двумя методами и сравнить их.

Гибридный полупроводник + CMOS схема



VATECH
Value Added Technologies

от 4990\$



ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ

Офіційний дистрибутор в Україні
«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ»
Тел.: (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28
e-mail: dent@3w.avit.net

Veraviewerocs



Ортопантомографи
всесвітньо відомої
компанії Morita (Японія)



Veraviewerocs комбінує швидкість та безпеку для отримання високоінформативних знімків. Час експозиції становить лише 8,2 секунди (половина часу, який необхідний для традиційних ортопантомографів). Це суттєво зменшує дозу опромінення пацієнта, що є незаперечною перевагою. А інноваційні методики автоекспозиції, автофокусування, дисплей на рідких кристалах роблять апарат простим та доступним в експлуатації та надають можливість отримати найкращі результати. Крім того, використання в апаратах Veraviewerocs цифрових CCD датчиків для захвatu та реєстрації зображення позбавляє необхідності використання рентгенівської плівки.

Час експозиції
лише 8,2 сек.

наднізьке рентгенівське опромінення

Час експозиції при цефалометрії
лише 6,2 сек.

Ортопантомографи Veraviewerocs це:

- великий асортимент ортопантомографів (плікові, пліково-цифрові та, нарешті, цифрові) з можливостями нарощування комплектації;
- низький час експозиції — 8,2 сек.;
- просте та точне позиціонування (AF — автофокус);
- в цифрових версіях є можливість обробки зображення на комп'ютері;
- від 5 до 12 стоматологічних програм;
- низьке променеве навантаження рентгенівським випромінюванням (1/10 у порівнянні з традиційними апаратами);
- панорамна зйомка синуса верхньої щелепи;
- цефалометрична зйомка;
- при цефалометричній зйомці час експозиції становить 6,2 сек.;
- велика кількість томографічних зйомок, в залежності від обраної області позиціонування (поперечна, тангенціальна томограма синуса верхньої щелепи, Р/А томограма скроне-щелепного суглобу, латеральна томограма скроне-щелепного суглобу).
- 3 роки гарантійного обслуговування



Ексклюзивний представник на території України
Україна, 01001 Київ, вул. Хрещатик 44-В,
тел. (044) 234-43-00, тел./факс (044) 234-22-79
E-mail: ipst@zeos.net www.ipst.com.ua



КОМЕРЦІЙНИЙ
ВІДДІЛ

ІПСТ

Я ОБРАВ

Спеціальна пропозиція

16668 EUR

CASTELLINI

Ексклюзивний представник в Україні


Україна, 01001 Київ, вул. Хрещатик, 44-В
тел.: (044) 234-43-00, тел./факс 234-22-79
E-mail: ipst@zeos.net
www.ipst.com.ua



КОМЕРЦІЙНИЙ
ВІДДІЛ

ІПСТ

Компания Grup Dental&Medical была основана в Анкаре (Турция) в 1990 г. В тот период в Турции был недостаток внутренних производителей стоматоборудования, в то время как продукция импортного производства была не всем по карману. Нужно было предложить быстро развивающемуся рынку высококачественную но недорогую стоматологическую установку, собранную из надежных комплектующих, с использованием качественных материалов и обеспечивающих надежное функционирование. Около 3 лет инженеры Grup Dental&Medical занимались интенсивным поиском и исследованиями, с целью выявить у других производителей, а затем применить в создаваемой установке наилучшие рациональные и технологичные решения. В результате в 1993 году была создана их первая стоматоустановка CARISMA. Установка имела очень большой успех, и в 1995 г. по результатам высокого производства и продаж компания Grup Dental&Medical была признана лучшим производителем в Турции. С 1997 г. компания Grup Dental&Medical была сертифицирована по международным стандартам качества ISO 9001, ISO 9002, и получила маркировку CE. С этого момента Grup Dental&Medical начала продажи на других рынках. В этом году мы имеем честь предложить украинским стоматологам познакомиться с последней разработкой компании Grup Dental&Medical – стоматологической установкой OLYMPIA. Модель OLYMPIA зарегистрирована в МОЗ Украины, имеет сертификат соответствия УкрЛСМ.



КРЕСЛО ПАЦІЄНТА

- Электромеханическое кресло с 4 программами. Движение спинки синхронизировано с движением ножной части сидения (по Тренделенбургу)
- Полиуретановые подлокотники, с поворотным правым
- Бесшовное покрытие кресла, легкое в обработке и очистке
- Специальная конструкция спинки с коррекцией на перемещение предотвращает соскальзывание пациента
- Возможность монтажа установки с любой стороны кресла (для левшей)
- Эргономичный дизайн спинки обеспечивает безупречный комфорт пациенту
- Управление всеми движениями кресла производится со столика врача или с педали управления
- Система блокировки движения кресла вниз при возникновении препятствия
- В дополнение к электромотору (24В) установлены 2 амортизатора, обеспечивающих дополнительную мощность и бесшумность работы механизма подъема
- Подголовник с двойной артикуляцией для удобства фиксации головы взрослого пациента и ребенка

СТОЛІК ВРАЧА

- Пантографическое плечо с пневмофиксацией в любом требуемом положении
- Возможность размещения до 5 рабочих инструментов
- Управление установкой и креслом с эргономичной панели управления
- Возможность точной настройки давления рабочего воздуха и спрея на каждый рабочий инструмент
- Широкая комплектация инструментами (электро или пневмомикромотор, пьезоэлектрический или пневматический скейлер, пневмоинструменты с подсветкой или без, интраоральные пылесосы, фотополимеризаторы и интраоральные видеокамеры)
- Встроенный негатоскоп

СВЕТИЛЬНИК

- Два уровня интенсивности света
- Излучаемый свет максимально приближен к дневному и не создает тени
- Включение со столика врача или непосредственно на светильнике
- Возможна комплектация светильниками BlueX или Faro (Италия) (опционально)
- Возможен заказ стойки светильника с кронштейном под TFT монитор (опционально)

ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- Дисковая педаль управления скоростью вращения инструмента
- Система продувки (chip blower)
- Педаль управления движениями кресла с вызовом запрограммированных положений

БЛОК ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ

- Монтируемый в блоке с креслом, поворачивается на 90°
- Цельнокерамический верх с чашей пневматической
- Наполнитель стакана и омыватель чаши с настраиваемыми таймерами
- Телескопическое плечо с держателями инструментов ассистента
- Аспирационные шланги (сливоотсос, пылесос) с фильтром твердых частиц
- Инъекционная система во воде и воздуху может опционально быть заменена на аспирацию от вакуум-помпы

Новинка українського ринку стоматоустановок

**Ми предлагаем,
Вы выбираете.**

Olympia
Grup Dental&Medical

Цена за базовую комплектацию
5500\$



Офіційний дистрибутор в Україні
«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ»
Тел.: (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28
e-mail: dent@3w.avit.net

гуртовий та роздрібний продаж стоматологічного обладнання та матеріалів, монтаж, сервіс, кредит, гарантія



DIPLOMAT

фірми "CHIRANA-DENTAL" (Словаччина)
стоматологічні установки, крісла, стільці

CHIRADENTA 800

фірми "SLOVADENT" (Словаччина)

ЕКОМ (Словаччина)
безмасляні стоматологічні компресори, сливовідсмоктувачі

MEDILUX (Словаччина)

безтіньові стоматологічні світильники, безпровідна діодна фотополімерна лампа MaxiLed

Краща ціна за найвищу якість!



Доставка по Україні власним транспортом, поштою, багажем, спецзв'язком.

Україна, 90400 Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Л.Толстого, 6
тел/факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб. 067 907 11 95
e-mail: igor@khust.net

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
“ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА. ЕКОЛОГІЯ”

Пропонує стоматологічне обладнання:

- Стерилізатор паровий
- Вакуумна піч



Проводить ремонти обладнання:

- Стоматологічні установки
- Стерилізатори повітряні та парові
- Муфельні та вакуумні печі
- Турбінні та мікромоторні наконечники (NSK, KAVO, BienAir, Siemens та інші)

Пропонуємо:

- Лампочки для фотополімерних ламп
- Роторні групи та підшипники

Розглянемо будь-які пропозиції щодо спільног
виробництва нового типу парового стерилізатора.

04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 10-а
тел.: 8 (044) 482-36-75, факс.: 8 (044) 482-04-66
моб.: 8 (067) 293-43-47


Виробниче підприємство

ECTATEX

виготовляє стоматологічне
обладнання:

- Електрошпатель з турборежимом KHORS
 - Електрошпатель з турборежимом та цифровою індикацією KHORS DIGITAL
 - Воскотопки ULTRAWAX
 - Воскотопка з електрошпателем KNORS UNIVERSAL
 - Ультразвуковий скейлер PIEZODENT
 - Діатормокоагулятор KHORS
 - Повітряно-полірувальний апарат FLASH
 - Фотополімеризатор для ортопедичної стоматології "ECTA"
 - Фотополімерна лампа "KHORS-M"
 - Фотополімерна лампа світлодіодна "ASTRUM"
 - Ліварна центрифуга "ВИХРЬ"
 - Сливовідсмоктувач автономний
- 03062, м. Київ, вул. Туполєва, 1
тел./факс: 8 (044) 454-30-12

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ



Подголовник с орбитальной артикуляцией **ATLAXIS**
с пневмофиксацией и встроенными микродинамиками
До 30.10.05 в подарок!



Съемный автоклавируемый
силиконовый коврик под
инструменты



Встроенная система
дезинфекции наконечников

ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ

Новинка от Stern Weber!



WDS – Беспроводной датчик с Bluetooth® технологией

- Передаёт полученный цифровой рентгеновский снимок на персональный компьютер по соединению Bluetooth®
- Высокое разрешение изображения (более 20 пар линий/мм) получается благодаря применению самой лучшей CCD матрицы и передовой технологии Bluetooth®
- Данные, получаемые с WDS беспроводного датчика очень легко интерпретируются практически любой программой работы с изображениями (получаемые с цифровой фотокамеры или сканнера), т.к. WDS интерфейс использует TWAIN протокол, что не требует от вашей клиники дополнительных усилий по переустановкам программного обеспечения



6490 EUR

ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ

Официальный дистрибутор в Украине
«ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ»
Тел.: (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28
e-mail: dent@3w.aviti.net

DM 200

нова ера лазерів у стоматології

Тип лазеру
Nd:YAG (використовується в клінічній практиці більше 15 років)

Потужність
0,5-10 Вт

Частота
5-200 Гц

Тривалість імпульсу
100-300 мкесек

Програми
30 передбачених + користувальницькі

Енергія
30-360 мДж



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

У парадонтології

- Вапоризація грануляційної тканини
- Стерилізація періодонтальних кишень
- Біостимуляція тканин

В ендодонтії

- Стерилізація і згладжування поверхонь кореневих каналів
- Запечатування дентинних канальців
- Лікування складних форм періодонтитів (абсцеси, гранулеми й апікальні запалення)

При консервативному лікуванні

- Видалення враженої карієсом тканини
- Вапоризація і запечатування дентинних канальців
- Стерилізація і підготовка фісур до герметизації
- Поверхня порожнини після обробки відразу готова до реставрації, тому що не потрібно протрави емалі і дентину
- Усунення гіперчувствливості зубів

У хірургії

- Різання слизових оболонок і м'яких тканин без кровоточі
- Гингивектомія, ясневий каптур, френектомія, біопсія, видалення тканин
- Швидке лікування захворювань слизової оболонки: афти, герпес, лейкоплакія, ангуллярний хейліт

А також багато допоміжних застосувань

- Аналгезія
- Гемостазис
- В ортопедії — для більш чіткого зняття відбитків
- В імплантології — при лікуванні періімплантитів і для видалення ясен перед постановкою формувателя

У 90% випадків анестезія не потрібна!

19990 EUR



Офіційний дистрибутор в Україні: «ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ»
тел.: (0577) 140-712, 140-713, 141-628, e-mail: dent@3w.aviti.net

DMT
Dental Medical Technologies

panmed

Камера для хранения стерильных изделий

ПАНМЕД-1с

- Камера имеет большую вместимость
- Крышка камеры может быть выполнена из стекла или металла
- Камера сертифицирована Министерством Здравоохранения Украины, России и Казахстана.

С нами легко!

Мы отвечаем за каждое произведенное нами изделие

Всегда к Вашим услугам,
директор ООО «Панмед»
Пересунко В.И.

ООО «Панмед», Приморский бульвар, 6. г. Одесса. 65026, Украина
Тел.: +38 (048) 729-47-72, 729-47-82, тел./факс: +38 (048) 34-77-88
E-mail: panmed@eurocom.od.ua www.panmed.com.ua

Патент



ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
83086, г. Донецк, ул. Кобозева, 3
+380 62 345-15-57
+380 62 338-05-39 факс

02080, г.Киев, ул.Оболонская, 39
+380 44 495-11-03

e-mail: ccs@ccs.com.ua, medicine@ccs.com.ua
www.ccs.com.ua

Высокоэффективный программный комплекс управления стоматологической клиникой (кабинетом)

«ЭСТЕТ – ДЕНТАЛ»

«Эстет - Дентал» - это многофункциональный программный комплекс для автоматизации работы стоматологической клиники, отделения или кабинета частного врача.

Система позволяет:

- вести полный учет работы клиники (кабинета)
- формировать отчеты в соответствии с требованиями МОЗ Украины
- производить оценку эффективности как работы клиники, так и врачебного персонала

Программный комплекс может поставляться в нескольких комплектах:

Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» - Lite

Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» - Standart

Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» - Professional

Дополнительные модули ПК «Эстет-Дентал»:

- зуботехническая лаборатория
- дерматолог-косметолог



КЛІНИКА 2004

www.klinika.in.ua

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ

В условиях современной жизни, с огромным потоком информации и безудержным развитием цифровых технологий, компьютер стал незаменимым помощником на работе и в быту. Стоматология не является исключением. Компьютерные радиовизиографы, цифровые видео- и фото- камеры привнесли в стоматологическую практику компьютеры.



Итак, в Вашей клинике есть компьютер или даже компьютерная сеть. Но насколько эффективно они используются?

Что еще компьютер может сделать для Вас?

Врачебная практика тесно связана с ежедневным ведением медицинской документации. Основная информация о пациенте, его заболеваниях и проведенном лечении хранится в истории болезни. За годы работы истории болезни скапливаются и превращаются в большую регистратуру, с деревянными ящиками и горой "макулатуры". Найти "амбулаторную карту пациента" или провести элементарный анализ работы отнимает немало времени.

После постоянных исправлений, журнал записи пациентов на прием, превращается в одну большую "кляксу".

Ведение диспансерных больных, требует заполнения отдельного журнала, что также отнимает драгоценное время!

Оценка финансового состояния клиники требует заполнения многих документов и немалого времени для их анализа.



Для чего стоматологу нужна компьютерная программа?

Что программа может сделать для Вас?

Компьютерная программа нужна для того, чтобы:

- упорядочить и перевести все бумажные документы в электронный вид;
- получить мгновенный доступ к любому из этих документов;
- получить возможность для клинического, финансового и маркетингового анализа этих документов;
- хранить информацию в электронном виде бесконечно долго.



Итак, Вы хотите использовать в своей работе компьютерную программу. Но почему именно "Клиника 2004"?

Что мы можем Вам предложить?

"Клиника 2004" обеспечивает управление всем "технологическим" процессом работы клиники от записи пациентов на прием, ведения всей необходимой медицинской документации, диспансерного учета больных до учета финансов, ведения склада материалов, товаров и инструментов, статистического анализа.

Компьютерная программа "Клиника 2004" была разработана для частнопрактикующих врачей стоматологов и небольших частных стоматологических (медицинских) клиник. Внешний вид элементов программы максимально приближен к документам, которые Вы видите в каждодневной практике. Несмотря на внешнюю простоту и доступность "Клиника 2004" позволяет получить не только быстрый и удобный доступ к любой внесенной информации, но и производить сложный и избирательный статистический анализ.

просто • легко • удобно

просто • легко • удобно

Порядок в документации - порядок в клинике!



Хотите новый стоматологический инструмент?

Наша программа это **инструмент в руках владельца клиники**. Она позволяет контролировать и анализировать финансовое состояние работы клиники, состояние склада материалов и товаров.

Наша программа это **инструмент в руках директора клиники**. Она позволяет контролировать и анализировать состояние лечебного процесса, запись пациентов на прием. Вести кассу. Учитывать долги и предоплату пациентов. Составлять клинические и финансовые отчеты.

Наша программа это **инструмент в руках администратора**. Она значительно упростит и ускорит: запись пациентов на прием; работу с регистратурой амбулаторных карт пациентов; оформление первичной медицинской документации. Систематизирует и упростит оформление финансовых документов и ведение кассы. Ускорит доступ к финансовой истории пациента.

Наша программа это **инструмент в руках врача**. Она позволит иметь мгновенный доступ к амбулаторной карте пациента и его истории болезни, вести диспансерный учет больных, анализировать статистику нозологических форм заболеваний и оказанного лечения.

ПОДДЕРЖКА РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ

The screenshot shows the software's main interface. On the left, a sidebar lists modules: 'Расписание' (Schedule), 'Журнал' (Journal), 'Регистратура' (Registration), 'Новая карточка' (New Card), and 'Карточки пациентов' (Patient Cards). The main window displays patient information for 'Пациент: Марыцкая Александра Ивановна'. It shows 'Врач: Иванов Иван Иванович' and 'Дата: 02.09.2005'. Under 'Жалобы' (Complaints), it lists 'На отсутствие зубов верхней челюсти, подвижность 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов, и боли в области 46 зуба'. Under 'Анамнез' (Anamnesis), it says 'Зубы на в\ч отсутствуют около трёх лет, протезом пациент не пользовался, 46 зуб ранее лечён по поводу кариеса.' Under 'Объективные данные' (Objective Data), it says 'Зубы на в\ч отсутствуют, 43, 42, 41, 31, 32, 33 подвижны 1-2ой степени, перкуссия 46 зуба умеренно болезненная.' Under 'Диагноз' (Diagnosis), it says 'Полная потеря зубов на верхней челюсти;'. Under 'План лечения' (Treatment Plan), it says 'Протезировать верхнюю челюсть полным съёмным пластиничным протезом. Снять зубные отложения в области 43, 42, 41, 31, 32 зубов. Перепломбировать каналы 46 зуба. Восстановить коронку 46 зуба.' Under 'Лечение' (Treatment), it says 'Оттиск альгинатной массой; Полный съемный планктонный протез на верхней челюсти;'. At the bottom, there is a grid of numbered boxes from 18 to 48, likely representing teeth.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ

- по вопросам приобретения (056) 744-84-51
- по вопросам технической поддержки (097) 297-12-70, Александр

Встречаемся во Львове
3-5 ноября 2005г.
на выставке
ДЕНТАЛ-Украина (Гал-ЭКСПО)




**ЦЕНА
ВНЕ КОНКУРЕНЦІЇ!**

Shark Dental

ПРОГРАММА УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ИЛИ КАБИНЕТЕ

- Журнал записи пациентов
- Картотека историй болезни
- Справочник диагнозов и манипуляций
- Хранение снимков
- Анализ работы клиники
- Возможность работы по сети



ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ - ПРОСТО И ПОНЯТНО!



По вопросам покупки и за дополнительной информацией обращайтесь:
ООО "Информационные системы"

Тел/факс: (048) 730-53-89, тел: (048) 730-53-98


E-mail: info@med-tech.com.ua, admin@dental-profi.com

Обеспечиваем бесплатными консультациями по телефону.

Бесплатная демо-версия и подробное описание на сайтах:

www.med-tech.com.ua

www.dental-profi.com




Многофункциональный программный комплекс «Денталика 3»


Этот современный программный продукт предназначен для автоматизации работы стоматологических кабинетов и клиник. Он выполнен в соответствии со всеми требованиями МОЗ Украины к учреждениям стоматологического профиля.

1. Картотека. Автоматизированный комплекс регистратуры, который освобождает администратора (врача) от необходимости ведения ручного бумажного учета карточек пациентов.
2. Лечебная часть. Рабочее место врача-стоматолога, предназначено для планирования, учета и контроля выполнения всех лечебных процедур.
3. Планирование работы учреждения. Весь процесс создания распорядка работы учреждения происходит без использования клавиатуры. Журнал приема пациентов формируется по кабинетам, рабочим местам и сменам с возможностью внесения текстовых и графических комментариев, что позволяет централизованно управлять ведением приема пациентов врачами всего учреждения.
4. Дополнительные функции и сервисы. Позволяют значительно расширить и дополнить возможности основных блоков программы, повысить ее информативность и обеспечить большую гибкость и удобство в работе пользователя с программой.
5. Модуль документооборота. Обеспечивает формирование отчетов по формам №№ 37 и 39, а также учет документов и хранение различных документов в карточке пациента.

Демонстрационную версию можно получить бесплатно на сайте программы.



Графическая зубная формула (прием)



Журнал приема пациентов

Этот рекламный блок является купоном на получение скидки
в 20% на приобретение модуля документооборота.

По всем вопросам обращаться:

Фирма «Сервис-Центр» ООО, 65011, г. Одесса, ул. Базарная 52.

Тел. (048) 728-10-06, (0482) 37-33-61.

E-mail: sales@dentalika.od.ua

WWW: <http://dentalika.od.ua>

**СКИДКА
20%**

СТОМАТОЛОГІЧНЕ
ОБЛАДНАННЯ
ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЛІКУВАЛЬНІ
ПРЕПАРАТИ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В СТОМАТОЛОГІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ОСНАЩЕННЯ
СТОМАТОЛОГІЧНИХ
КАБІНЕТІВ ТА КЛІНІК

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СТОМАТОЛОГІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ



3-5
листопада
львів



III МІЖНАРОДНА СТОМАТОЛОГІЧНА
ВИСТАВКА

**«ДЕНТАЛ-УКРАЇНА»
2005**



Організатор виставки:
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® (м. Львів, Україна)

за підтримки:
Асоціації стоматологів України

Асоціації стоматологів Львівщини

 Галицькі Експозиції®

АСОЦІАЦІЯ
СТОМАТОЛОГІВ
УКРАЇНИ



UKRAINIAN
DENTAL
ASSOCIATION



НСМС СТОМАТОЛОГ
ДЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОФІЕВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ DentArt

Інформаційні партнери:

ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ: тел.: (032) 2971369

2970628, 2970627

факс: (032) 2971756

e-mail:exhib@galexo.lviv.ua

<http://www.galexo.lviv.ua>

Гал-ЕКСПО
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО



Програма навчання фірми «Реміз Дентал» для лікарів-стоматологів та зубних техніків на ДРУГЕ півріччя 2005 року

ДАТА	ТЕМА
ЩОМІСЧНО	Практичний курс для зубних техніків, що розпочинають працювати з металокерамікою 1-ий цикл «Технологія виготовлення металокерамічних протезів – просто про складне».
ЩОМІСЧНО	Практичний курс для зубних техніків «Виготовлення бюгельних протезів з замковими кріпленнями: вибір конструкції, моделювання, фрезерування, дублювання, пакування, літво, обробка».
ВЕРЕСЕНЬ	Практичний курс для зубних техніків: 2-й цикл «IPS d.SIGN – форма і відтінок: індивідуальна техніка пошарового нанесення»
ЖОВТЕНЬ	Теоретичний семінар для лікарів-стоматологів «Практичне використання артикулятора Stratos 200. Протезування безметалевими конструкціями з матеріалу IPS Empress 2 – індивідуальний план лікування, принципи препарування, способи зняття відбитків, виготовлення тимчасових конструкцій, адгезивна фіксація».
ЛІСТОПАД	Практичний курс для зубних техніків «Технологічна система IPS Empress 2 – ліварна кераміка для безметалевих конструкцій. Лінія артикуляторів Stratos 100/200/300 від «IVOCLAR VIVADENT». Створення правильних оклюзійних контактів без етапу примірки. Робота за середніми та індивідуальними параметрами».
ЛІСТОПАД	Практичний курс для зубних техніків: 2-й цикл «IPS d.SIGN – форма і відтінок: індивідуальна техніка пошарового нанесення»

ivoclar
vivadent
technical

www.remis.com.ua

Офіційний представник фірми «IVOCLAR VIVADENT» в Україні ТзОВ «Реміз Дентал»
Навчальний центр, вул. Суворова, 9, м. Дніпропетровськ, 49089, Тел./факс: (056) 370-54-19, Тел./факс: (0562) 34-21-07, E-mail: rf@a-teleport.com

REMIS
dental

bredent

«Ділові контакти»

Сдаєм в аренду стоматологические кабинеты, зуботехническую лабораторию.
Тел.: 8 (050) 957-33-32, г. Ясинівата, Донецької області

Куплю. Стоматологическая Клиника ищет поставщика боров KOMET . Просим отправлять предложения по ф.: 8 (044) 572-37-71, для Виктора Николаевича

«Обладнання б/в»

Продам интраоральную камеру DP-6 (новая), 600 у.е.
Тел.: 8 (067) 445-59-53, Евгений

Продаю оборудование (б/у):

- стоматологические установки,
- автоклавы,
- сухо-жаровые шкафы,
- фотополимерные лампы.

А также боры и другие расходные стоматологические материалы.
Тел.: 8 (044) 530-27-18, 8 (066) 724-13-01, 8 (050) 334-73-77, Игорь Викторович

Продается печь вакуумная автоматизированная «Термодент Т-03» (б/у) в отличном состоянии за 800 у.е.

Тел.: 8 (067) 960-12-23, 8 (044) 423-67-30, Олег Анатольевич

Стоматологические установки б/у:

реставрация, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Тел.: 8 (0432) 325941, 579006

Продается оборудование Б/У:

2 стоматологические установки *Siemens-Sirona* Sirodont в комплектации:

- кресло стоматологическое
- блок ассистента со светильником и плевательницей
- блок врача на 5 инструментов (турбина, 2 микромотора, пустер, скеллер). 1600 у.е.

тел. 8 (044) 331-8363, 8-067-445-2343, Вячеслав.

«Робота»

У стоматологічну клініку м. Києва потрібен лікар-стоматолог ортодонт. Досвід роботи від 5 років.

Тел.: 8 (044) 570-71-72, 570-97-77, 572-37-71

Частной стоматологической клинике в г. Хмельницкий требуются:

- врачи-стоматологи (терапевты), владеющие современными технологиями.

Опыт работы не менее 3 лет.

Тел.: 8 (0382) 610-338, 8 (03822) 312-86

Стоматологической клинике в г. Киеве (ул. Чернобыльская) требуются:

- врачи-стоматологи (терапевт, ортопед). Опыт работы от 5 лет. Наличие категории обязательно.

Тел.: 8 (067) 960-12-23, 8 (044) 423-67-30, Олег Анатольевич

Приватній стоматологічній клініці в м. Бровари потрібні:

- лікарі-стоматологи,
- асистенти лікарів-стоматологів.

Тел.: 8 (04494) 6-09-15, 8 (050) 386-76-81

Ведущий стоматологический центр в г. Запорожье приглашает на работу врачей-стоматологов (терапевтов). Опыт работы от двух лет.

Тел.: 8 (0612) 12-82-95, 8 (067) 940-21-11, Владимир Георгиевич

Мартинович Катерина Михайлівна


25.04.1982 р.н.

Асистент лікаря-стоматолога (терапевта)

м. Київ

Освіта: вища

Тел.: 8 (050) 648-15-69



- Продажа стоматологических материалов и инструментария.
- Стоматологические установки б/у: реставрация, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ЧП Рябчинский А.В.
г. Винница, ул. Р. Скалецкого. 23 т./ф.: (0432) 325941, 579006

Продажа стоматологического оборудования

зуботехнического, медицинского оборудования, расходных материалов и запасных частей

Ремонт и сервисное обслуживание
оборудования, а также профессиональный гарантийный ремонт зуботехнических микромоторов MUSS, KaVo, Schik, W&H и др.

ЧП «МедTexСервис» dental depot
ул. И. Франка, 12, 89600, г. Мукачево,
Закарпатская область
Тел./факс: +38 (03131) 5-46-24,
моб.: +38 (050) 504-86-31



Продажа материалов и инструментария для врачей-стоматологов ведущих фирм США, Германии, Франции, Чехии и России

NEW!

3M ESPE
Septodont
Kerr
DENTSPLY
Heraeus Kulzer
Spofa
GC
MANI
VladMiva
КМІЗ
VoCo
Kodak

Гибкая система скидок

Доставка

Тел.: 8 (044) 331-83-96,
8 (050) 385-59-57
г. Київ, пр-т Голосіївський, 97-А

Объявляется набор в новую стоматологическую клинику в г. Киеве (Печерск)



1. Врачей стоматологов по специальностям:

- терапия
- ортодонтия
- хирургия
- имплантология

Стаж работы не менее 5 лет.

Обязательное знание современных методик.

Возраст до 40 лет.

2. Администраторов медицинских клиник

Обязательно хорошее знание ПК

3. Ассистентов стоматолога

Стаж не менее 1 года

Тел.: 8 (050) 410-54-84;
e-mail: dent-in@ukr.net


DENT IN

Ми полегшимо тягар Ваших турбот!

Приватне підприємство

«Сіті Сайт»

Київ, 01015, вул. Лейпцигська, 16
Тел.: (044) 254 3130
Тел.: (044) 501 0192
тел./факс: (044) 254 5611
e-mail: license@optima.com.ua



РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ОТРИМАННЯ НОВИХ ЛІЦЕНЗІЙ

- на виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами
- на медичну практику
- на реалізацію наркотичних засобів та прекурсорів
- на дезінфекційні роботи

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ

- у зв'язку з відкриттям нових підрозділів або їх ліквідацією
- у зв'язку зі зміною юридичної адреси
- у зв'язку з впровадженням нового виду діяльності

ОТРИМАННЯ ДУБЛІКАТУ ЛІЦЕНЗІЇ

- у зв'язку з втратою та інше.

ПРИСКОРЕННЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

У вартість послуг (492 грн., у т.ч. ПДВ) входить:

- зустріч документів (поштою чи транспортом)
- перевірка та підготовка документів
- супроводження документів
- відправка документів замовнику
- консультації.

Заощаджуйте свій час та гроші!

Журнал «Навігатор стоматології»
видається з 15 лютого 2005 р.
Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505 від 14.01.2005 р.
Виходить щомісячно.
Розповсюджується по всій території України безкоштовно.

Відповідальний за випуск:
Бондарчук Наталія, моб. тел. 8 (067) 5028858
Засновник: Крижановський О.М.

Адреса редакції:
Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306,
тел. (044) 560-59-95,
факс (044) 560-71-45,
моб.: 8 (067) 502-88-58
e-mail: nat@navistom.com.ua

Наклад: 10000 прим.
Друк: ТОВ "Новий друк"
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 7.10.2005

design by
 oxygen|design studio
www.oxy.kiev.ua

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА:
• Після початку виконання замовлення будь-який передрахунок замовлення та відшкодування витрат не передбачається.
• Редакція залишає за собою право вибіркового контролю інформації, поданої клієнтом у рекламі.
• Редакція не несе відповідальність за зміст реклами, оголошення і статей та може їх публікувати, не поділяючи погляд автора.
• Матеріали не рецензуються і не повертаються.
• Відповідальність за зміст реклами та стилістичне оформлення рекламних матеріалів несе рекламодавець.
• Передрук матеріалів журналу без згоди редакції заборонено.

РУБРИКИ:
Матеріали
для лікаря (пропозиція / попит)
для стерилізації (пропозиція / попит)
для зуботехнічної лабораторії (пропозиція / попит)
Обладнання та інструмент
для лікаря (пропозиція / попит)
для стерилізації (пропозиція / попит)
для зуботехнічної лабораторії (пропозиція / попит)
Меблі медичні
Одяг
Освіта
Сервісне обслуговування
Засоби медичного призначення, що були у використанні
Робота в стоматології
Довгі контакти
Різне

www.navistom.com.ua

«НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ»

НАША АДРЕСА: Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306.
nat@navistom.com.ua

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ

на розміщення безкоштовного оголошення

П.І.Б., або назва підприємства.....

Координати (телефон, адреса і.т.д.).....

Рубрика:.....

Текст оголошення (розбірливо):.....

«НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ»

НАША АДРЕСА: Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306.
nat@navistom.com.ua

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ

на безкоштовне отримання журналу

Отримувач (П.І.Б., або назва підприємства):.....

Повна адреса:

Індекс:.....

.....

телефон:.....

E-mail:.....

Web-site:.....

Oral-B®

CROSSACTION® VITALIZER™



Зверніться до регіональних представників Oral-B у Вашому місті та отримайте інформацію щодо ексклюзивної програми по роботі зі стоматологами компанії Oral-B, взявши участь у якій, Ви гарантовано отримаєте в подарунок нову зубну щітку Oral-B CrossAction Vitalizer в обмін на відрізний купон.

Регіональні представники по роботі зі стоматологами


м. Київ, м. Житомир, м. Чернігів	Олександр Антонець	8 067 405-88-12
м. Київ, м. Біла Церква, м. Черкаси	Олена Окунська	8 050 312-62-00
м. Одеса, м. Іллічевськ, м. Южний, м. Миколаїв	Віктор Серинський	8 050 653-03-56
м. Львів, м. Луцьк, м. Рівне, м. Ужгород, м. Тернопіль, м. Вінниця, м. Хмельницький	Ірина Городечна	8 066 725-59-57
м. Харків, м. Полтава, м. Суми	Елізавета Нікітіна	8 050 631-54-24
м. Донецьк, м. Мариуполь, м. Краматорськ, м. Луганськ	Наталія Молодих	8 050 533-71-08
м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг	Ольга Жаура	8 050 486-52-78



АСОЦІАЦІЯ
СТОМАТОЛОГІВ
УКРАЇНИ



UKRAINIAN
DENTAL
ASSOCIATION



**...наведи резкость
и удели внимание нюансам,
а не мелочам...**



Dent Land

«Дент-Ленд»
г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
e-mail: dentland@optima.com.ua