

www.navistom.net

НАВІГАТОР
СТОМАТОЛОГІЇ

ТРАВЕНЬ (2008)

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ ЖУРНАЛ



НАТИСНИ КНОПКУ!

ЯКІСНО БАЖАЕШ ВІДОЗНАТИ І ПРО ВСІ СТОМАТОЛОГІЧНІ
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ.

ІПРИ ЦІОМУ З ТВОГО РАХУНКУ ВІДИМАЄТЬСЯ ІЛАТА
З МН. З НДВ НА КОРисть www.navistom.net ДЛЯ РОЗРОБКИ РОЗДІЛУ
"ОСВІТА".

ДЯКУЄМО ВСИМ, ХТО ПІДТРИМАВ НАС МАТЕРІАЛЬНО.

Повний спектр продукції від офіційного представника



Ti-Max

Турбінні наконечники X600L та X700L

- Тітановий корпус, оптика з піноскла
- Клапан регулювання тиску
- Макс. потужність: 21 Вт та 22 Вт
- X600L - ортопед., X700L терапевтич.
- Максимальні оберті: 450.000 об/хв
- Керамічні підшипники, квадро-спрей
- Система очищення наконечника
- Вбудований клапан регулювання тиску



Кутовий наконечник Ti-95 (1:5), Ti-Max

- Тітановий корпус
- Максимальні оберті: 200.000 об/хв
- Керамічні підшипники
- Квадро-спрей
- Система очищення наконечника



MACH-LITE XT

Турбінні наконечники MLXT-SU та MLXT-TU

- Металевий корпус, підсвітка
- Керамічні підшипники
- Максимальні оберті: 350.000 об/хв
- Потрійний спрей
- MLXT-SU з ортопедичною голівкою
- MLXT-TU з терапевтичною голівкою



Ендомотор ENDO-MATE DT

- Характеристики:
- Кількість програм: 9
 - Макс. обертовий момент: 7 Н/см
 - Діапазон швидкостей 100-13 000 об/хв
 - Регулювання обертового моменту
 - Можливість під'єднання до апекслокатору
- Комплектація:
- Керуючий пристрій
 - Двигун та кабель
 - Наконечник MP-F16R (16:1, для Ni-Ti файлів діаметром 2,35)

Прецизійний Апекслокатор iPex

- Точне вимірювання довжини кореневого каналу, у тому числі сухого, вологого або кровоточущого
- Можливість під'єднання до ендомотору



Фізіодиспенсер Surgic XT Plus

Феноменальні характеристики:

- Потужність: 210 Вт !!!
- Максимальний обертальний момент: 50 Н/см !!!
- 10 програм

Комплектація:

- Пристрій для керування з калібривкою обертового моменту
- Мікродвигун з оптикою
- Тітановий наконечник Ti-SG20L (пониження 20:1), внутрішній та зовнішній спрей
- Багатофункційна педаль керування



№	Найменування	Опис, характеристики	Ціна, євро
1	BB-EC	Наконечник кутовий (1:1, 40 000 об/хв, без спрею)	96 €
2	BB-ER16	Наконечник кутовий (16:1, ендодонтичний)	185 €
3	Ti-25	Наконечник кутовий Ti-Max (1:1, 40 000 об/хв, тітановий корпус, внутрішній спрей, кнопка)	280 €
4	Ti-25L	Наконечник кутовий Ti-Max (1:1, 40 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, внутрішній спрей, кнопка)	390 €
5	Ti-95	Наконечник кутовий Ti-Max (1:5, 200 000 об/хв, тітановий корпус, внутрішній спрей)	399 €
6	Ti-95L	Наконечник кутовий Ti-Max (1:5, 200 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, внутрішній спрей)	520 €
7	PTL-CL-4HV	Швидкоз'ємний переходник з оптикою	96 €
8	X600L / X700 L	Наконечник турбінний Ti-MaxXL (440 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, керамічні підшипники)	550 €
9	MLXT-SU / MLXT-TU	Наконечник турбінний Mach-Lite (440 000 об/хв, підсвітка, керамічні підшипники)	360 €
10	Pana-Max-TU	Наконечник турбінний Pana-Max (без підсвітки)	195 €
11	Prophy-Mate	Наконечник піскоструйний Prophy-Mate	480 €
12	ENDO-MATE DT	Ендодонтичний мікромотор ENDOMATE-DT з наконечником MP-F16R (16:1)	750 €
13	iPex	Апекслокатор iPex	800 €
14	SURGIC XT	Фізіодиспенсер з наконечником SGM-ER20i (20:1, два зовнішніх спрея)	2 990 €
15	SURGIC XT PLUS	Фізіодиспенсер з тітановим наконечником Ti-SG20L (20:1, підсвітка, внутр. та зовніш. спрей)	3 400 €

ТОВ „УКРМЕД дентал”, Київ, вул. Довженка 18, тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60
Web: www.ukrmed-dental.com E-Mail: dental@ukrmed.net

Стоматологічні установки Антос
Вишуканий італійський дизайн
Якість перевірена часом

ЦІНА

від
8650 €
кількість обмежена



Найменування	комплект стандарт	комплект стандарт+	комплект еліт
Стоматологічна установка Anthos A3 Plus з верхнім або нижнім підведенням шлангів	•	•	•
3-х функційний пістолет лікаря	•	•	•
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою	•	•	•
Турбінний шланг мідвест без фіброоптики	•	•	•
Електричний мікромотор Bien Air MC2 без світла	•	•	•
Скалер EMS		•	•
3-х функційний пістолет асистента			•
Система чистої води	•	•	•
Система відсмоктування з сепаратором CATTANI	•	•	•
Крісло ANTHOS A 1.0 L з лівим підлокітником	•	•	•
Ножна педаль керування з джойстиком	•	•	•
Світильник VENUS PLUS (35 000 Lux)	•	•	•
Підводи для підключення інтраоральної камери	•	•	•
ВСЬОГО, євро	8 650 €	9 300 €	9 500 €

ТОВ «УКРМЕД дентал» м.Київ, вул. Довженка 18
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60
E-Mail: dental@ukrmed.net
www.ukrmed-dental.com

VISIODENT



Безпровідний радіовізіограф
RSV-HD (Франція)
ЦІНА 6600 ЄВРО

**ПЕРШИЙ У СВІТІ БЕЗПРОВІДНИЙ
РАДІОВІЗІОГРАФ З ВБУДОВАНИМ ДИСПЛЕЄМ**

Характеристики RSV-HD:

- ідеальна якість зображення
- надвисока роздільна здатність 26.3 пар ліній на мм
- вбудований ЖК дисплей на блоці керування
- безпровідне підключення до комп'ютера через Bluetooth
- можливість роботи без комп'ютера
- розмір датчика 38.7x26.3x5.7 мм
- програмне забезпечення українською та російською мовами
- необмежена мережова версія
- необхідний час експозиції 0,04-0,12 сек.
- одного заряду акумуляторів вистачає на 100 знімків



ЦІНА RSV-HD
з ENDOS DC
8360 €
з ENDOS ACP
7910 €

Комплектація RSV-HD:

- датчик 20x30мм
- блок керування з дисплеєм
- bluetooth адаптер для ПК
- два комплекта акумуляторів
- заряджувальний пристрій
- тримач датчика
- 100 гигієнічних пакетиків
- набір позиціонерів
- програмне забезпечення

УКРМЕД
дентал
www.ukrmed-dental.com

VISIODENT



Радіовізіограф
RSV (Франція)
ЦІНА 4600 ЄВРО



Дентальні рентгени
ENDOS ACP та ENDOS DC (Італія)
ЦІНА 2190 та 2690 ЄВРО

Характеристики RSV:

- бездоганна якість зображення
- 22.72 пар ліній на мм
- розмір датчика 39.5x25x5.7 мм
- програмне забезпечення
- українською та російською мовами
- необмежена мережова версія
- необхідний час експозиції 0,04-0,12 сек.



ЦІНА RSV
з ENDOS DC
6500 €
з ENDOS ACP
6100 €

CE 0434

CHIRANA
Medical STARA TURA

УКРМЕД
дентал

СПРАВЖНЯ CHIRANA

КОЖНОМУ ПОКУПЦЮ УСТАНОВКИ ЗНИЖКА -15% НА КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКІВ CHIRANA


**Базова комплектація установок
SYMPATIC 04 E та MINI04:**

- верхнє (SYMPATIC 04 E) або нижнє (MINI 04) підведення шлангів
- 3-х функційний пістолет лікаря
- турбінний шланг з фіброоптикою
- електричний мікромотор P2ED460
- блок асистента з сливовідсмоктувачем
- ножна педаль з джойстиком
- світильник Faro 27000 Люкс
- крісло пацієнта з безшовною обивкою



**АКЦІЯ
6500 €**
Установка SYMPATIC 04 E
в базовій комплектації

**АКЦІЯ
5700 €**
Установка MINI 04
в базовій комплектації



CE
0434

Твій SMILE

Твоя CHIRANA

>>> УКРМЕД дентал, м.Київ, вул.Довженка 18
тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60
E-Mail: dental@ukrmed.net
WWW.UKRMED-DENTAL.COM
WWW.CHIRANA.EU

navistom.net

simple machines forum

Май 18, 10:12:16

Добро пожаловать, Гость, Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь

Навсегда Войти

Новости: SMF - Just Installed!

НАЧАЛО ПОМОЩЬ ПОИСК ВОЙТИ РЕГИСТРАЦИЯ

navistom.net > ФОРУМ ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ > Есть мнение... (Модератор: admin) > Коммуникация между зубными техниками и врачами-стоматологами

« предыдущая тема следующая тема »

Страница: [1]

Автор Тема: Коммуникация между зубными техниками и врачами-стоматологами (Прочитано 157 раз)

Boris
Newbie
Сообщений: 1

Коммуникация между зубными техниками и врачами-стоматологами
« : Май 05, 2008, 01:47:41 »

Самая важная и основная проблема, которая существует – это общепринятая система образования сотрудников лабораторий. На сегодняшний день все учебные заведения, которые дают образование зубного техника, даже звание мастер-техника, не дают адекватного академического и клинического образования.

Техник, выполняя работу, должен получать не только указания, что нужно сделать, но и клиническое обоснование того или иного процесса. Что в свою очередь заставляет его, если не анализировать, то по крайней мере изначально задуматься о том, что от него требуется. Чем больше зубной техник посвящает себя в ситуацию, тем он больше чувствует как переходит из разряда ремесленников в разряд человека, который относится к реабилитации и восстановлению утраченной функции организма.

Для этого существуют всевозможные вспомогательные этапы, которые могут быть в понятии как для техника, так и врача. Это возможно только тогда, когда у них будет определенный общий уровень восприятия и понимания клинических и лабораторных процессов.

Профессиональная взаимопомощь является основой успешной практики.

Когда происходит разлад между врачом-стоматологом и техником на профессиональной основе, это приводит к комплексу профессиональной неполноценности - каждый забивается в свой угол. Если они дальше продолжают работать, ничего хорошего из этого не выйдет.

ID
Newbie
Сообщений: 80

Re: Коммуникация между зубными техниками и врачами-стоматологами
« Овет#1: Май 09, 2008, 12:37:21 »

Цитировать

Чем больше зубной техник посвящает себя в ситуацию, тем он больше чувствует как переходит из разряда ремесленников в разряд человека, который относится к реабилитации и восстановлению утраченной функции организма. Для этого существуют всевозможные вспомогательные этапы, которые могут быть в понятии как для техника, так и врача. Это возможно только тогда, когда у них будет определенный общий уровень восприятия и понимания клинических и лабораторных процессов.

потом техники начинают зубы напильником точить дабы избежать врача....

Чем больше зубной техник посвящает себя в ситуацию, тем он больше чувствует как переходит из разряда ремесленников в разряд человека, который относится к реабилитации и восстановлению утраченной функции организма. Для этого существуют всевозможные вспомогательные этапы, которые могут быть в понятии как для техника, так и врача. Это возможно только тогда, когда у них будет определенный общий уровень восприятия и понимания клинических и лабораторных процессов.

бессспорно, но у каждого свое место.... у техника - возле гипсовой модели, а у врача возле живого человека....

Александр
Newbie
Сообщений: 229

Re: Коммуникация между зубными техниками и врачами-стоматологами
« Овет#1: Май 09, 2008, 12:46:25 »

Цитата: ID
бессспорно, но у каждого свое место.... у техника - возле гипсовой модели, а у врача возле живого человека....

Так ведь на место врача техник не претендует, но хороший техник может здорово помочь врачу советом, если к нему захотят прислушаться 😊

ID
Newbie
Сообщений: 80

Re: Коммуникация между зубными техниками и врачами-стоматологами
« Овет#1: Май 09, 2008, 15:47:21 »

Цитата: Александр
Цитата: ID
бессспорно, но у каждого свое место.... у техника - возле гипсовой модели, а у врача возле живого человека....

Так ведь на место врача техник не претендует, но хороший техник может здорово помочь врачу советом, если к нему захотят прислушаться 😊

просто вам видимо не встречались по работе те техники, которые "на стульчике, портативкой зубы под МК пилят, именно пилят" ... и у некоторых имеется мысль в голове - "а что там вы врачи делаете, пильнули, слепки сняли и делов на копейку... вот мы..." согласен что с техником нужно дружить, при изготовлении "Эстетичных работ" из соседней ветки, нужно и даже зубки во рту технику показать, дабы потом ЭСТЕТИКА была на высоте... (в случае работы с хорошим техником).... но разделение труда должно быть... и место свое знать техник должен... а вот чтобы техник не подсказывал как и что делать, нужно врачам книжки умные читать, да монографии всякие, с коллегами "куриТЬ" в свободное от работы время... и многое другое...

Mozilla Firefox

navistom.net

В сети бушует океан текстов, ссылок, и т.д. При всем своём могуществе, Интернет имеет один существенный недостаток – довольно часто бывает очень тяжело выудить в этом океане нужную информацию. Искомый сайт довольно часто покоится в самых недрах сети и до того, как посетитель находит именно то, что искал, порой приходится переползти не один десяток сайтов, которые зачастую вообще «к делу не относятся». Это занимает уйму времени и нередко напрочь отбивает желание искать необходимое в Интернете. И если поиск, к примеру, мобильного телефона и его описания особого труда не составит, то найти в сети описание медицинского оборудования, тем более стоматологического, – задача, увы, не из лёгких.

Понимание этого и породило идею создать on-line Стоматологический каталог. Одним из наиболее важных его преимуществ является то, что в отличие от печатной версии справочника он регулярно обновляется. В описании товаров нет рекламных слоганов и хвалебных од производителю – только технические характеристики, свойства, состав и т.д. Именно то, что ищет пользователь – ИНФОРМАЦИЯ.

На данный момент Стоматологический каталог navistom.net содержит более 1500 наименований товаров более 300 производителей стоматологического оборудования и материалов.

Все товары структурированы и распределены строго по рубрикам. Помимо этого на всех страницах существует поиск по каталогу. С его помощью пользователь может найти все товары конкретного производителя. Также есть общий поиск по сайту, который просто позволяет найти любое слово или фразу, встречающуюся в каталоге.

В описании каждой позиции указан производитель, а также поставщик, у которого можно приобрести товар. При клике на название фирмы поставщика, можно найти все необходимые реквизиты: телефон, адрес, электронную почту. В описании может быть указан не один, а несколько поставщиков, что дает пользователю возможность сравнить цену, условия доставки, а там и до покупки не далеко ☺

Описания товаров подаются непосредственно поставщиками и производителями, что само по себе говорит о достоверности данных. Кроме того, со многими производителями подписан договор, который обязывает их подавать качественные и достоверные характеристики продукции. Описание таких товаров выделено специальным ярлычком – «Информация от производителя».

Ну и в завершение, на страницах navistom.net есть место, где пользователь может задать вопрос коллегам, поделиться собственным опытом или просто стать участником дискуссии – это стоматологический форум!

На стоматологическом форуме navistom.net открыт новый раздел "Есть мнение". Отныне, самые интересные обсуждения ежемесячно будут дублироваться в журнале Навигатор Стоматологии.

Первая тема: Коммуникация между зубными техниками и врачами-стоматологами

Комментируйте и предлагайте новые интересные темы для обсуждения!

Нас не 52 миллиона:), но мы надеемся, что на нашем форуме вы обязательно найдёте интересных собеседников!

Шановні колеги!

Скористайтесь можливістю представити весь спектр вашої продукції
в наступних розділах ДОВІДНИКА НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ 2009

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЛІНІК І КАБІНЕТІВ

Апарати для відбілювання зубів
Апарати мікроабразивного препарування
Апарати озонотерапії
Апарати піскоструминні інтраоральні
Аспіраційні системи
Безтіньові світильники
Діагностичні апарати
Диспенсери стоматологічні
Інтраоральні камери
Компресори стоматологічні
Лікувально-профілактичні апарати
Очищувачі повітря
Скалери
Установки стоматологічні

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕНТГЕНДІАГНОСТИКИ

Допоміжне обладнання для рентгенкабінетів
Дентальні комп'ютерні томографи
Одяг рентгенозахисний
Радіовізографи
Рентгенапарати дентальні
Рентгенапарати панорамні
Засоби захисту від рентгенівського випромінювання

СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Автоклави
Аквадистиллятори
Апарати для миття та термодезінфекції
Апарати для передстерилізаційної упаковки
Апарати для сушіння інструментарію
Ємності для дезінфекції
Камери для зберігання стерильних виробів
Стерилізатори сухожарові
Ультразвукові мийки

ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

Апарати для дезінфекції рук
Рідкі очищувачі
Рідини для дезінфекції
Шкіряні антисептики
Одноразові серветки

МЕБЛІ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Аптечки для медикаментів
Крісла стоматологічні
Меблі для зуботехнічних лабораторій
Меблі для стоматологічних кабінетів
Столики медичні
Тумби меблеві

ОПТИКА СТОМАТОЛОГІЧНА

Бінокулярні оптичні системи
Мікроскопи операційні

НАКОНЕЧНИКИ ТА МІКРОМОТОРИ

Швидкознімні перехідники
Мікромоторні наконечники
Засоби догляду за наконечниками та мікромоторами
Знімні головки для наконечників
Турбінні наконечники
Електричні мікромотори

ПРИЛАДДЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Бахіли медичні
Валики, канюлі, аплікатори, внутрішньоротові насадки
Захисні екрани, маски
Голки стерильні одноразові
Медичний одяг
Рaberдами

ДЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГІЧНІ

Дзеркала для фотографування
Дзеркала загального призначення
Дзеркала хірургічні
Ручки для дзеркал

ІНСТРУМЕНТИ РОТАЦІЙНІ

Бори стоматологічні
Диски стоматологічні
Інструменти для шліфування та полірування
Підставки для борів

ПРЕПАРАТИ АЛЯ АНЕСТЕЗІЇ

Гелі анестезуючі
Розчини для ін'єкцій

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ

Аналіз рентгенологічних досліджень
Комплекси комп'ютерного планування лікування
Презентації лікування для пацієнтів
Системи управління стоматологічними клініками

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГІГІЕНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Зубні пасти
Зубні пасти для дітей
Зубні щітки електричні для дітей
Міжзубні йоржики
Нитки та флоси для міжзубних проміжків
Ополіскувачі для ротової порожнини
Спеціальні засоби догляду за ротовою порожниною
Засоби для відбілювання зубів
Щітки мануальні
Щітки мануальні для дітей
Електричні зубні щітки та ірігатори

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЕНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Препаратори для зняття чутливості зубів
Засоби для клінічного відбілювання
Засоби для видалення зубного каменю

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ

Інструменти для моделювання
Апарати для фотополімеризації
Матричні системи

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ

Адгезивні системи
Композити подвійного отвердіння
Композити світлового отвердіння
Композити хімічного отвердіння
Лікувальні прокладки
Матеріали для полірування
Прокладочні матеріали
Системи шинування рухливих зубів
Засоби для ретракції ясен
Скліономерні цементи
Прикраси для зубів
Штифти внутрішньоканальні

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЕНДОДОНТІЇ

Апесклатори
Апарати для обтурації кореневих каналів
Файли ендодонтичні
Ендомотори

ІНСТРУМЕНТИ ЕНДОДОНТІЧНІ

Гемостатики
Пасті для пломбування кореневих каналів
Пасті для девіталізації пульпи
Засоби для обробки кореневих каналів
Засоби для розпломбування кореневих каналів

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ХІРУРГІЇ

Інструменти для хірургічних втручань
Меблі для операційних
Операційні світильники
Ультразвукові апарати
Фізіодиспенсери
Хірургічні аспіратори
Хірургічні наконечники та мікромотори

ІНСТРУМЕНТИ ХІРУРГІЧНІ

Гемостатики хірургічні
Матеріали для відновлення кісткової тканини
Системи дентальної імплантації
Засоби для лікування та профілактики післяопераційних ускладнень

ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ ОРТОДОНТИЧНІ

Брекет системи
Гвинти розширювальні ортодонтичні
Композити для фіксації брекетів
Системи ортодонтичних імплантатів
Трубки щокові ортодонтичні

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Артикулятори
Демонстраційні моделі
Системи виготовлення кап

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Матеріали для відновлення культи зуба
Матеріали для тимчасових конструкцій
Матеріали для ремонту кераміки та композитів
Матеріали для фіксації тимчасових конструкцій
Матеріали для фіксації незнімних конструкцій
Відбиткові матеріали
Скліні опори

Передбачено два формати довідника:

Друкований:
1-й том – для лікарів-стоматологів,
2-й том – для зубних техніків,
Формат: А4,
Українською мовою,
повнокольоровий

Online-версія:
Інтернет каталог www.navistom.net
Російською мовою

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗУБОТЕХНІЧНІ

Апарати для обрізання гіпса
Апарати для полірування
Апарати для знімного протезування
Апарати для фрезерування
Апарати пароструминні
Апарати піскоструминні
Вакуумні змішувачі
Ваги зуботехнічні
Вібростоли
Витяжні пристрой
Замкові кріплення
Пензлі та палітри
Ливарні установки
Мікромотори зуботехнічні
Муфельні печі
Обладнання для роботи з воском
Печі для випалювання та пресування кераміки
Піндекс-машини
Прилади для електрополірування
Системи виготовлення безметалових незнімних конструкцій
Фотополімеризатори ортопедичні

МАТЕРІАЛИ ЗУБОТЕХНІЧНІ

Воски зуботехнічні
Гіпси зуботехнічні
Ізоляційні засоби
Штучні зуби
Керамічні маси для облицювання
Компенсаційні лаки
Маси для дублювання
Маси пакувальні та формовочні
Матеріали для базисів незнімних протезів
Матеріали для виготовлення безметалових незнімних конструкцій
Метали та сплави
Системи композитних реставрацій
Спрей оклюзійні

СТОМАТОЛОГІЧНА ПРЕСА

НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ
СТОМАТОЛОГІЧНІ ВИСТАВКИ...

Вартість розміщення інформації в довіднику

Формат	Вартість, грн.
1-ша сторінка обкладинки	Договорна
4-та сторінка обкладинки	7000/7000
2-га сторінка обкладинки	5000/5000
3-тя сторінка обкладинки	5000/5000
Внутрішня сторінка А4	2500/2500
1/4 А4 (каталог) + Internet-версія	210/210
1/8 А4 (каталог) + Internet-версія	120/120
Інформаційний блок на сайті www.navistom.net	50

Ціни дійсні до 01.08.2008

Редакція «Навігатор стоматології»
тел.: 8 (044) 573-97-73, 573-97-14
моб.: 8 (067) 403-02-12, (097) 497-39-96
e-mail: 2008@navistom.com.ua

Фибромиома – операция отменяется !

Миома – это доброкачественная и гормонозависимая опухоль миометрия матки. Часто протекающая бессимптомно и в 30% случаях обнаруживаемая при профосмотрах. Миома очень редко озлокачествляется – 0,001-0,1 % случаев.

По данным ВОЗ каждая 2-4 женщина после 30-40 лет имеет данную патологию. Клинически миома проявляется: увеличением матки, болями, кровотечениями, объемно-сдавливающими синдромами мочевого пузыря, кишечника, мочеточников, тазово-сосудистого нервного сплетения, выкидышами и бесплодием.

В арсенале методов лечения миомы применяются консервативные методики: гормонотерапия и хирургические методы лечения (применяются с общим обезболиванием, что само по себе является риском в ходе операции).

Так, например, гистрэктомия – тотальное удаление матки – применяется с 1846 года. Выполнена впервые Караваевым в г. Киеве. Метод способен решить проблему полностью, но имеет глубокие негативные последствия. Операция связана с применением общего наркоза, возможностью ранения смежных органов, развитием воспаления и спаечной болезни, кровотечений. Вследствие этого на 1800 операций приходится 1 летальный исход (МЗ США). В результате операции женщины утрачивают детородные функции, нарушается нейроэндокринная регуляция, развиваются психоэмоциональные нарушения, появляется большой риск развития рака молочной железы в ближайшие 10 лет. Происходит раннее старение женщины, так как матка участвует в выработке гормонов, тесно связанных с нормальным функционированием организма. Часто психофункциональные нарушения вследствие данной операции наносят больший вред женщине, ее моральному состоянию, чем сама патология. По данным МЗ США из 180 тыс. операций по удалению матки при миоме 70% случаев необоснованы. Их возможно было бы избежать при применении новых органосохраняющих методик.

Избежать этой архаичной и калечащей морально и физически операции – гистрэктомии - возможно при применении современных инновационных методик, а именно билатеральной эмболизации маточных артерий.

Наш медицинский центр «Людмила» ЧМП «ВИДАР» в совместном сотрудничестве с институтом трансплантологии АМН Украины им. Шалимова готов к проведению данных операций. Эмболизация маточных артерий – это метод, позволяющий в 95% случаев без оперативного ле-

чения, общего наркоза, шрамов и разрезов, утраты органа, провести ПОЛНОЕ ЛЕЧЕНИЕ миомы матки. В условиях операционной под местной анестезией проводится катетеризация маточных артерий. В сосуды, питающие миому, вводится эмболизат – частицы поливинил алкоголя. После чего миома, лишившись питания, редуцируется, геалинируется, уменьшается в размерах. Прекращаются кровотечения и боли, уменьшается матка. Иногда миома рождается через естественные родовые пути. Происходит полное выздоровление и дальнейшее лечение не требуется.

Метод высокоэффективен, безопасен, широко применяется в Европе, США, Израиле, Японии и России с 1995 года. Выполнено до 300 тыс. операций. В Украине с 1997 года проведено 516 операций с успехом до 98%.

Основные преимущества эмболизации маточных артерий: не удаляется матка, сохраняется детородность, не применяется общий наркоз, прекращаются кровотечения и боли, быстрое выздоровление, 1-3 дня пребывание в стационаре, низкий операционный риск (в 30-40 раз ниже по сравнению с распространенными методиками гистрэктомии), операции выполняются высококвалифицированными специалистами института АМН трансплантологии г. Киева.



Обращайтесь к нам по адресу:
г. Винница, Квятка, 1-а
медицинский центр «Людмила» с 9.00 до 20.00
тел: 8(0432) 65-87-20, 65-87-70
e-mail: valiktr@ua.fm, www.vin-vidar.narod.ru



Компьютерная томография для стоматологии

ATECH

E-WOO
TECHNOLOGY



PaX-500 ECT

ECT ... Economical CT for the Implantologist



PICASSO
trio



PICASSO
master



PICASSO
pro

Зарегистрированы в МЗ Украины и успешно работают вот уже 5 аппаратов

4
5

Цена
от 62000 евро

ТЕХНОДЕНТ
• ПРОЕКТ

За подробной информацией о модификациях и условиях покупки обращайтесь в «ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ»:
Харьков: (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28,
dentpro@dentpro.info, www.dentpro.info
Киев: (044) 360-32-57, dentpro@kievnet.com.ua

Акція!

ПРИ КУПІВЛІ радіовізіографа



7000 €

Ви
гарантовано
отримаєте

Krystal-X Easy

електронний блок управління
Krystal X з кабелем 3 м,
цифровий сенсор Krystal X,
кабель USB2 3м,
трямач датчика для КХ,
нейлонові піни 5 × 25, програмне
забезпечення QUICKVISION.

**Сучасний потужний
комп'ютер
для швидкої обробки
цифрового
рентген-зображення.**



подарунок!*



7500 €

Intel Core2Duo @ 2.66
RAM Samsung 2 Gb (2x1) DDR2 800
Mb Asus P5K-C
video GeForce based card 8500 or
8600 GT 512 DDR
HDD Hitachi 320+ GB SATA2
Case Chieftec based brand case Mesh Series + 450 Watt ATX
Microsoft Windows XP Home (or Vista Home Basic)
Asus DVD-RW Lightscribe

Obtura III - КОМПЛЕКТ* - TOUCH'N HEAT

Акція!

прилад для
трьохвимірної
обтурації
кореневих
каналів

OBTURA



за ціною всього
1650 €

Комплектація:

Блок управління OBTURA;
спеціальний наконечник (Handpiece);
набір голок срібних #20 і #23;
Гутаперча в палетах 1 кор. (100шт.);
універсальний ключ;
інструкція на
українській мові.

Комплектація:
Блок управління з наконечником;
зарядний пристрій;
3 плагери (.04, .06, .08);
Гутаперча Autofit (ассорті);
інструкція на українській мові

За детальною інформацією
просимо звертатись:

plus
Profident

вул. Єфремова, 85, м. Львів, 79044, Україна
тел.: +380 32 240 2407, тел. моб. +380 50 37 09 330
www.profident-plus.lviv.ua, E-mail: sale@profident-plus.lviv.ua

* Акція триває до 30.06.2008р., або до закінчення товарних запасів

Krystal-X WIFI
електронний блок управління,
цифровий сенсор
Krystal X WIFI (V3) T2,
трямач датчика для КХ,
нейлонові піни 5 x 25,
WIFI USB адаптер (Linksys),
програмне забезпечення
QUICKVISION.



Франція

ВИБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



РЕКОМЕНДОВАНО
АССОЦИАЦИЕЙ
ВРАЧЕЙ-
ПАРОДОНТОЛОГОВ
УКРАИНЫ

Пьезозелектрические скалеры и насадки,
внутриротовые пескоструйные аппараты
и профилактические порошки

UDS
«МАСТЕР-ДЕНТ»

Продукцию эксклюзивно в Украине представляет компания «МАСТЕР-ДЕНТ»
01133, Украина, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А».

Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31

e-mail: info@masterdent.com.ua, www.masterdent.com.ua

Официальный представитель в Харькове и Харьковской области

“ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС”, 61022, Украина, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 750-41-31, факс: (057) 757-55-65, e-mail: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области

“СТОМАТКОМПЛЕКТ”, 58001, Украина, г. Черновцы, ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; e-mail: stomatk@utel.net.ua



Австрия

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



UDS
«МАСТЕР-ДЕНТ»

Эксклюзивный представитель фирмы «W&H» в Украине
Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-в, литер A
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua, http://www.masterdent.com.ua

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
"СТОМАТКОМПЛЕКТ", 58001, Украина, г. Черновцы, ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; e-mail: stomatkm@utel.net.ua

Аптека 95
Фармацевтична фірма


61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: 8 (057) 714-01-56, 714-01-31
medtech@med-market.com.ua
www.med-technika.com

GRANUM

Стоматологические установки Granum – отличный старт Вашего бизнеса

Стоматологические установки Granum от 1805 евро

Эксклюзивный поставщик стоматологических установок и безмасляных компрессоров Granum – ООО "ФФ Аптека-95"



Производительность – 70 л/мин
Объем ресивера – 30 л

CHIROMEGA

Стоматологические установки Chiromega – Европейские традиции качества

Стоматологические установки Chiromega (Словакия) от 4700 евро

Официальный представитель
фирмы Chiromega (Словакия) в
Украине – ООО "ФФ Аптека – 95"



24/150V



Производительность – 125 л/мин
Объем ресивера – 24 л

24/114V



Производительность – 65 л/мин
Объем ресивера – 24 л

Эксклюзивный поставщик безмасляных компрессоров фирмы Eurocompress (Италия) – ООО "ФФ Аптека-95"



- Сенсорное микропроцессорное управление
- Программируемые параметры съёмки
- Самодиагностика и вывод кода неисправностей на дисплей
- Мультитехнологическая инсталляция (подключение 2-х рентгеновских трубок к 1 пульте)
- Совместимость с радиовизиографом

**Дентальный радиовизиограф
xgenus® digital**



Проводная и беспроводная система компьютерной радиовизиографии

- Воспроизведение качественных диагностических изображений благодаря использованию новой запатентованной технологии E.C.S.™
- Совместимость со всеми портативными и стационарными ПК
- Передача изображения через USB-порт или Bluetooth-технологию
- Русскоязычное программное обеспечение
- Лёгкость и простота в применении

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

«МАСТЕР-ДЕНТ», Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литер «А», www.masterdent.com.ua
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, e-mail: info@masterdent.com.ua

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», Украина, 61022, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 750-41-31, факс: (057) 757-55-65; e-mail: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ДОНЕЦКЕ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

«МЕДСЕРВИС», Украина, 83055, г. Донецк, ул. Университетская, 25, тел.: (062) 381-02-25

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЧЕРНОВЦАХ И ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

«СТОМАТКОМПЛЕКТ», 58001, Украина, г. Черновцы, ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; e-mail: stomatkm@utel.net.ua

Обеспечение безопасности для вас и ваших пациентов

ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ • ИМПЛАНТОЛОГИЯ • ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

■ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ. ■ Schulke&Mayr



МИКРОЦИД АФ


безальдегидный, высокоэффективный спиртосодержащий препарат для быстрой дезинфекции медицинского оборудования и инструментов. Быстрое высыхание, оптимальная совместимость с материалами. Готовый раствор, спрей и салфетки.



ГИГАСЕПТ ИНСТРУ АФ

безальдегидный, комбинированный препарат для дезинфекции и предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов. Исключительная очищающая способность, хорошая совместимость со всеми материалами.

1 л = 1000 л РАБОЧЕГО РАСТВОРА



Считайте свои деньги!

Экономия в 2,5 раза

при наивысшем качестве!

Ваш выбор !?



КВИКДЕС

препарат имеет бактерицидные, туберкулоцидные, вирулицидные (включая парентеральные вирусные гепатиты, СПИД), фунгицидные (в т.ч. грибы рода Candida) свойства.



ИНСТРУБОР ДЕС

Предстерилизационная очистка и дезинфекция изделий медицинского назначения одновременно.



1 л = 100 л РАБОЧЕГО РАСТВОРА

м.Київ, вул. Машинобудівна, 44
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03
факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua,
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Акция!

При покупке ИнструБорДес – дезинфицирующие
салфетки КвикДес в подарок



DENTAMERICA, США
LITEX 695 C



Лампа для полімеризації композитів світлового отвердіння на діодах.
Діаметр світлової хвилі: 430-490 нм.
Таймер: 0-60 сек. з інтервалом 1 сек., звуковий сигнал кожні 10 сек. Цифровий дисплей. Вимірювання інтенсивності світлового потоку. Літієва батарея витримує 750 повних циклів заряду-розряду. При розряді батареї видається звуковий сигнал.
Режими використання: бездротовий, дротовий.

UNIDENT TRADE, США

Бездротова лампа для полімеризації композитів світлового отвердіння на діодах.
Діаметр світлової хвилі: 430-490 нм.
Потужність світлового потоку: 1200 мВт/кв.см.
Довжина світлової хвилі: 430-490 нм.
Таймер: 15 сек., звуковий сигнал.
Режими використання: бездротовий.
Режими: повної потужності, повільний старт, пульсації. Літієва батарея витримує 750 повних циклів заряду-розряду.

Keystone
INDUSTRIES

АБРАЗИВИ ТА ОБЕРТОВІ ІНСТРУМЕНТИ



АКРИЛИ ТА ВИРОБИ З АКРИЛІВ



АРТИКУЛЯТОРИ



ПЕНЗЛІ
ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ



ІНСТРУМЕНТИ



ТИГЛІ ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ЛІТВА



ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ



ТОВАРИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИГОТВЛЕННЯ КЕРАМІКИ



ВАКУУМНІ ФОРМУВАЛЬНИКИ ТА МАТЕРІАЛИ



ВОСКИ




ТОВ «Юнідент Трейд – Україна»

03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157
тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10
e-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com

Лампи для полімеризації композитів

DENTAMERICA, США
LITEX 695 LED



Лампа для полімеризації композитів світлового отвердіння на діодах.
Діаметр світлової хвилі: 9 мм. Потужність світлового потоку: 1200 мВт/кв.см. Довжина світлової хвилі: 430-490 нм. Таймер: 0-60 сек. з інтервалом 1 сек., звуковий сигнал кожні 10 сек. Цифровий дисплей. Вимірювання інтенсивності світлового потоку. Літієва батарея витримує 750 повних циклів заряду-розряду. При розряді батареї видається звуковий сигнал. У комплекті: кронштейн для кріплення лампи на стоматологічній установці.

D.B.I.AMERICA CORP., США

MEGA LIGHT CL



Лампа для полімеризації композитів світлового отвердіння на діодах.
Діаметр світлової хвилі: 8 мм. Потужність світлового потоку: 1200 мВт/кв.см. Довжина світлової хвилі: 430-490 нм. Таймер: 15 сек., звуковий сигнал. Режими використання: бездротовий. Режими: повної потужності, повільний старт, пульсації. Літієва батарея витримує 750 повних циклів заряду-розряду.

DENT'N CO, Франція

I-Light



Лампа на діодах для полімеризації композитів світлового отвердіння і відбілювання зубів.
Діаметр світлової хвилі: 13 мм. Потужність світлового потоку: 1000 мВт/кв.см. Довжина світлової хвилі: 430-490 нм. Таймер: 5-60 сек., звуковий сигнал. Цифровий дисплей. Літієва батарея витримує 750 повних циклів заряду-розряду. При розряді батареї видається звуковий сигнал. Режими використання: бездротовий, дротовий.

ДЕНТАЛЬНЫЕ И ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ


TAKARA BELMONT



4350 \$

PHOT-X II DC

- Микропроцессорное управление
- Программируемые параметры съёмки
- Совместимость с радиовизиографом
- Варианты исполнения: настенные, мобильные, кабинетного типа



18735 \$



X-CALIBER EX1000

- Ручная программа
- Стандартная панорамная программа
- Программа для экспозиции горизонтальных и вертикальных секций
- Программа TMJ - реальный профиль
- Программа верхнечелюстного синуса

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

CLESTA EC, CLESTA-II A, CLESTA-II E,
CLESTA-II ROD TYPE A

- Двухпрограммное гидравлическое кресло Progres или Clesta
- Блок врача (цифровой пульт управления, пистолет вода/воздух, 3 (4) модуля MIDWEST (3(4)+1), нижняя или верхняя подача инструментов)
- Блок ассистента (слюноотсос инжекторного типа, подготовка для подключения слюноотсоса вакуумного типа и пылесоса)
- Система бесконтактного освещения (трёхпозиционный регулятор интенсивности света)



14150 \$

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ. ВСЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВИНТИКА!

Эксклюзивный представитель фирмы «Takara Belmont Corp.» (Япония) в Украине – компания «МАСТЕР-ДЕНТ»

UDS
«МАСТЕР-ДЕНТ»

Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литер А»
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua

Официальный представитель в Харькове и Харьковской области
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», Украина, 61022, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 750-41-31, факс: (057) 757-55-65; e-mail: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net

ГАЛЛАНТ ПРО —

Ваш надійний помічник в ендодонтії



- **Нова електроніка** з ендофункцією для мікродвигуна та регулюванням потужності та швидкості динамічних інструментів на пульті управління установкою
- **Безщітковий двигун MX з блоком управління ОПТИМА інт-20 програм для ендодонтії.**
Автоматична зміна напрямку обертання при досягненні юраного крутального моменту.
Автоматичне повернення до обертів по годинниковій стрілці з можливістю встановлення часу переключення
- **П'єзоскелер «Компакт П'єзо» — ультразвуковий інструмент** з 12-ма ендодонтичними насадками.
- **Рінс Ендо — наконечник для гідродинамічного промивання кореневого каналу.**
Ефективне видалення мікроорганізмів і інфікованих тканин у всьому каналі до апікального отвору.



За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт», вул. За Рудкою, 33, Тернопіль, 46003.
Тел.: (0352) 43-47-38, 43-38-07, 43-41-38, факс: (0352) 43-04-03, e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua,
www.galit.te.ua

Фирма UDS «Мастер-Дент» предлагает самый широкий выбор стерилизационного оборудования в Украине!!!

Более 35 всевозможных моделей автоклавов, сухожаровых, глассперленновых и ультрафиолетовых стерилизаторов!!!



Сухожарові стерилизатори об'ємом 20, 36 і 60 літрів



TS TAU STERIL

Авторитет, завоеванный годами
Отличное соотношение цена/качество



Электронные автоклавы классов N, S и В
объемом 17,5 литров

tuttnauer™

Всемирно признанный
лидер по производству
автоклавов



Механіческі і
електронні автоклави
обичного і скоростного
типов класів N і S
об'ємом 19, 23, 60 і 85
літрів



Электронные автоклавы
класса В объемом 17 и 22
литра
с фракционированным
вакуумом и вакуумной
сушкой

coltene® whaledent

Ультразвуковые ванночки
объемом 2,8; 3,6 и 11
литров



ECOWATER SYSTEMS®

Дистилляторы объемом 2,8
и 3,8 литров
производительностью 3 и
3,8 литра за 5 и 4 часов
соответственно



UDS
«Мастер-Дент»

Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литер "А", тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60
e-mail: info@masterdent.com.ua, http://www.masterdent.com.ua
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», Украина, 61022, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 750-41-31, факс: (057) 757-55-65; e-mail: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net
Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», 58001, Украина, г. Черновцы, ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; e-mail: stomatk@utel.net.ua
Официальный представитель в Донецке и Донецкой области
«МЕДСЕРВИС», Украина, 83055, г. Донецк, ул. Университетская, 25, тел.: (062) 381-02-25



Quentin K 2

Верхняя подача инструмента с фиксацией в рабочем положении для снятия натяжения шланга, инструментальный стол с пятью инструментами, двухшариковая консоль (позволяет работать как справа, так и слева от пациента), система подачи воды со встроенной системой дезинфекции IGN-Calbejet, обеспечивающей промывку и дезинфекцию каналов инструмента, обеспечивается бестеневым светильником Vision (25 000 Lux) с управлением от блока врача или встроенным инфракрасным датчиком, эргономичный дизайн, обеспечивающий максимальное удобство работы врача и ассистента.

Дополнительное оснащение:*

Медицинский компрессор, пьезоскалер, пневмомикромотор, электрический микромотор, турбинный наконечник NSK, угловой наконечник NSK, прямой наконечник NSK.

* дополнительное оснащение оговаривается индивидуально



NNB-BEST

Композиционный материал химического отверждения

Композиционный материал химического отверждения NNB-BEST основан на BIS-GMA термостатической резине и на неорганических рентгеноконтрастных стеклянных и силиконовых частицах средним диаметром от 5 до 10 микрон. Этот материал широко рекомендован для пломбирования полостей III и V класса; I класса в премолярах и частично IV класса, когда важнее эстетический подход.



VERY-BEST

Композиционный материал светового отверждения на резиновой основе

Композиционный материал светового отверждения VERY-BEST основан на BIS-GMA резине и частицах неорганического наполнителя средним диаметром 1,40 микрон. Рекомендован для пломбирования полостей III и V класса, и частично I и IV класса.



Z/E

Цинкоксид-эвгеноловая паста для пломбирования корневых каналов

Пломбирование каналов всех групп зубов. При лечении всех форм периодонтитов и особенно периодонтитов в стадии обострения. При лечении зубов «Не выдерживающих герметизм». Когда имеются изменения в кости у верхушки зуба.



R/P

Резорциновая паста для пломбирования корневых каналов

Пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы, как в постоянных, так и во временных зубах:

- быстрая антисептическая обработка зубных каналов;
- введение антисептического вещества длительного действия;
- надёжное пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы.

www.jota.ch



100 років досвіду

Повний спектр твердосплавних та алмазних борів із Швейцарії

Jota
Swiss Precision Swiss Quality

ПРЕМ'ЕР ДЕНТАЛ

ПРЕМ'ЕР ДЕНТАЛ

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

ТзОВ "Прем'єр Дентал",
79000, Україна, м. Львів,
Грабовського, 11, корп. 5,
тел.: (032) 297 63 65

Магазин:
вул. Ніжинська, 10,
79010, Львів
тел.: (032) 297 63 64,
(032) 260 23 63

premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

J100:

- полностью автоматизированная
- 30 программ
- работает со всеми типами термопластичных материалов
- отсутствует перерасход материала
- не требует физических усилий
- жидкокристаллический дисплей
- возможность изготовления 2 полных съемных протезов одновременно
- проста в обслуживании



Информация по телефону: 8 (044) 36-103-46



DENTA

4000 lux/1,2m



Сделано
в Швеции

Технические характеристики DENTA:
Материал: прессованный алюминиевый профиль.
Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047).

Освещенность: 4000 lux/ 1,2 m.

Цветовая температура: 6500K RA85.

Люминесцентные лампы: 6X28 W направленный свет.
Размеры: длина - 1355 мм, ширина - 700 мм,
толщина - 55 мм.

Вес: 11 кг.

Классификация ослепления: ВК00.

Классификация защищенности: IP20.

АОЗТ «ДЕНТА-3»

г. Киев, ул. Олеговская, 36

тел.: 8 (039) 200-18-72

8 (039) 200-18-75

факс: 8 (044) 361-03-46

e-mail: denta3@mail.ru

Общая информация DENTA

D-TEC AB представляет светильник нового поколения **DENTA**, который является новой разработкой профессионального освещения для стоматологии с направленным и потолочным светом.

Последняя новинка от **D-TEC** – модель **Скай Блу** – представляет собой оригинальное сочетание 2 ламп дневного направленного света (цветовая температура 6500 град. К RA 85) и 1 голубой с потолочным освещением. Эта сбалансированная композиция дает удивительный антистрессовый эффект, который так необходим и стоматологу, и пациенту во время стоматологического приема.

Высокая интенсивность освещения.

Инфракрасный фильтр предотвращает тепловое излучение.

Оптимальный дневной свет для определения цвета – лампы T5 дневного света.

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

ST-RYAN

ST-D303



S 盛田

от 14 450 грн.

от 22 500 грн.

ST-D309

от 18 500 грн.

Европейское качество за разумные деньги

MARIOTTI

Италия

2500 Евро



CC4 – зуботехнический фрезерный станок “Cucciolo”

- фрезеровочный микромотор (100Вт, 1000 – 30000 об/мин.) на пантографическом плече, закрепленный на штативе со станиной;
- электронный блок управления микромотором с плавной регулировкой оборотов, реверсом и цифровым табло числа оборотов.
- МС – рабочий столик с механическим креплением к станине.
- М1 – воздушная система с редуктором.
- М2 – галогеновая лампочка подсветки (24В)
- МР5 – параллелометрический модуль с двумя поворотными плечами.

Austomat D4

Высококачественная печь для обжига керамики. Есть возможность программирования всех параметров и сохранения в памяти до 200 программ. Имеет большой цветной дисплей. Макс. температура обжига 1200 °C. Уникальный микролифт обеспечивает безвibrационное поднятие- опускание тигля. Имеет RS232 компьютерный интерфейс. Параметры: 220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, габариты 612x380x340мм, вес 17.5кг. В комплекте с вакуумным насосом.

7150 Евро



Austomat D4 press

Высококачественная печь для обжига пресс-керамики. Есть возможность программирования всех параметров и сохранения в памяти до 100 программ. Макс. температура обжига 1200 °C. Уникальный микролифт обеспечивает безвibrационное поднятие- опускание тигля. Имеет RS232 компьютерный интерфейс. Параметры: 220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, габариты 623x380x340 мм, вес 25 кг. В комплекте с вакуумным насосом.



MELAtronik® 23

Автоклав напівавтоматичний з вмонтованим парогенератором. Робочий об'єм 19 л. (розмір камери Ш25x45 см). Зовнішні розміри 55x51x38 см. Має 2 програми: 2 bar/134 °C/25-45 хв. – для інструменту (максимальне завантаження 4 кг); 1 bar/121°C/35-45 хв. – для текстилю / гуми (максимальне завантаження: не упакованих або в папері 0,5 кг; контейнері 0,3 кг). Для завантаження предметів використовуються 5 лотків (42x19x2). Вага 30 кг. Електрична мережа: 230 В / 50-60 Гц. Використання потужності 2000 Вт. Об'єм резервуара для води 3 літра.

MELAG®

Автоклав автоматичний. Має вмонтований парогенератор і вакуумну помпу, яка створює вакуум на початку і в кінці циклу стерилізації. Робочий об'єм 22,6 л. (розмір камери Ш25x45 см). Зовнішні розміри 66x42,5x48,5 см. Передбачена автоматизована подача води і попередній підігрів. Виконує 4 програми для стерилізації: Швидка програма (для не упакованих предметів); Універсальна програма (для упакованих предметів); М'яка програма (для текстилю / гуми); Пріон – програма для змішаного типу стерилізації (упаковані; не упаковані). Макс. завантаження (з лотками): інструмент – 4 кг; текстиль / гума – 1 кг. Для завантаження інструменту з стелажем на 6 лотків (42x19x2). Вага 43 кг. Електрична мережа 220/230 В / 50-60 Гц. Потужність 3000 Вт. Об'єм резервуара для води 6-7 літрів.



МедМАРКЕТ

м.Київ, вул. Машинобудівна, 44
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua
www.dentalmedmarket.kiev.ua

acurata®
Quality of Germany

Найти дешевле - просто,
найти лучше - невозможно

Dent Land



«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua
"Адмира", г. Луганск, ул. Советская 40/210
тел. (0642) 58-44-19
e-mail: info@admira-spe.com

VITAPLANT
СИСТЕМА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

ВЫБИРАЙ

БАЗОВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ – 2 ДНЯ (1500 грн.)

Запорожье, ул. Анголенко, 14-В, тел.: (0612) 122-203, факс: (061) 787-54-69

WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET

SAN DIEGO
SWISS
MACHINING
INCORPORATED



изломостойкие ◊ двойное алмазное покрытие ◊ accu-port



ДВОЙНОЕ АЛМАЗНОЕ ПОКРЫТИЕ

TUFI – усовершенствованная версия **UFI** инструментов. Теперь еще более крепкие они имеют функцию "Accu-Port" – водного орошения. "Accu-Port" поставляет жидкость, где она необходима ..., и когда она необходима!


Надежное двухслойное алмазное покрытие **TUFI** обеспечивает замечательные режущие свойства. При создании доступа, поиске и расширении устьев корневых каналов или финишной обработке реставраций Вы убедитесь, что ультразвуковые инструменты **TUFI** – это удачный выбор.

Эксклюзивный представитель компании San Diego Swiss machining Inc.
в Украине ООО «Содевком»
01042 г.Киев, ул. П.Лумумбы, 21,
оф. 407, тел: 536-03-58, факс: 537-20-24
e-mail:sodevcom@ukr.net,
www.dentalmeeting.com.ua

Искусство ультразвука



Accu-Port для точного распределения жидкости



КОНКУРЕНТЫ 450x



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ **TUFI**:

- СТОЙКИЕ К ИЗЛОМУ
- ПРОЧНОЕ АЛМАЗНОЕ ПОКРЫТИЕ
- НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ РАБОЧЕЕ ПОЛЕ
- С/БЕЗ ВОДЫ
- РАЗНООБРАЗНЫЕ КОНЧИКИ
- МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- ОЧИЩАЮТ СТЕНКИ КАНАЛОВ
- ШЛИФУЮТ ДЕНТИН
- УДАЛЯЮТ КАРИЕС
- ФОРМИРУЮТ ПОЛОСТЬ ДОСТУПА
- ОЧИЩАЮТ ПОЛОСТЬ КОРОНКИ ЗУБА
- ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИЙ

Сделано в США,
San Diego Swiss Machining Inc.

TUFI™ – торговая марка
San Diego Swiss Machining, Inc.

www.sdsww.com


TUFI™
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

представляем

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Kuraray Dental

Японія



kuragay

ЕТАЛОН АДГЕЗИВНОЇ ТЕХНІКИ



CLEARFIL™ PROTECT BOND

Самопротравлююча адгезивна система (для бондингу всіх композитних матеріалів світлової полімеризації; при близькому розташуванні пульпи; при гіперстезії; при реставрації у пришийковій ділянці; робота з відбудовою коронкової частини; при фіксаціях з амальгамою).

До складу входить МДТ мономер та новий функціональний МДПБ мономер, що має антибактеріальну дію.

Завдяки вибудованому ланцюжку мономера відбувається постійна руйнація клітин бактерій,

при цьому вільновільноється фтор, як наслідок – встановлюється надійний захист від вторинного каріесу.

Комплектація:

#1910 EU набір Clearfil Protect Bond

#1914 EU Protect Bond (5 мл) - 1 шт.

Світлоблокуючий екран - 1 шт.

Одноразові пензлики (50) - 2 шт.

Схема застосування - 1 шт.

Особливості та переваги: Постійна антибактеріальна дія (руйнує 70% бактерій вже після 20 с.) завдяки МДПВ мономеру.



CLEARFIL™ SE BOND

Самопротравлююча адгезивна система (для бондингу всіх композитних матеріалів світлової полімеризації; при гіперстезії; при реставрації у пришийковій ділянці; робота з відбудовою коронкової частини).

Комплектація:

#1970 набір SE Bond

#1982 EU SE Bond (5мл) – 1 шт.

Ручки для пензликів – 2 шт.

Світлоблокуючий екран – 1 шт.

Схема застосування – 1 шт.

Особливості та переваги: Відсутність післяоперативної чутливості. Швидкий та простий у використанні.

Необхідкове використання кофердаму. Самопротравлюючий праймер на водній основі.

Високі показники міцності з'єднання завдяки МДП мономеру.



CLEARFIL S3BOND- ALL-IN-ONE ADHESIVE

1-компонентний бонд "Все в одному" для прямих реставрацій.

Комплектація:

Мікрощітки (50х0,1мл).

Великі набори (3x4 мл).

Стандартний набір (4 мл).

Завдяки новій молекулярно-дисперсній технології гідрофільні та гідрофобні елементи бондингової системи оптимально поєднані в одній гомогенній суміші. Ця суміш не кристалізується при зберіганні.

Бонд поєднує відмінну адгезію багатокомпонентних та простоту використання однокомпонентних систем.

Однієї пляшечки (4 мл) вистачає на 200applікацій.



CLEARFIL™REPAIR KIT

«Клірфіл ремонтний набір» для ремонтних робіт, пов'язаних з усіма стоматологічними матеріалами, в тому числі:

- інтраоральні сколи кераміки,
- інтраоральні відновлення зламу металу, включаючи благородні;
- інтраоральні відновлення сколу композиту, ремонт протезів;
- адгезія до металевих коронок, мостовидних протезів, вкладок, накладок, штифтів, культових вкладок, фіксація реставрацій з амальгамою, лікування гіперчувствливості пульпи;
- герметизація порожнин.

Комплектація:

#1971 EU Clearfil™ Repair kit SE Bond набір +.

Метал праймер – 1 мл.

Porcelain Bond Activator 4 мл. - 1 шт.

K-Etchant Gel / протравка / 6 мл. - 1 шт.

Clearfil ST Opaquer (US) - 1 шт.

Clearfil Mixing Tray - 2 шт.

Ручка для пензликів - 1 шт.

Світлоблокуючий екран.

Інструкція-буклет – 1 шт.



KURARAY
DENTAL
SCIENCE. KNOWLEDGE. SUPPORT.

DENON DENTAL

Україна, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп. 5
тел.: (032) 231-76-76; 232-40-95
e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net

Global G3 G6

СТОМАТОЛОГІЧНІ МІКРОСКОПИ



Світові
Лідери

МІКРОСКОПІЇ В СТОМАТОЛОГІЇ

Операційні мікроскопи Global використовуються найбільшою кількістю стоматологів у світі, ніж будь-яка інша марка мікроскопів.

Ексклюзивний представник компанії Global Surgical Corporation на Україні - ТОВ "Содевком"
01042 м. Київ, вул. П. Лумумби, 21, офіс 407, тел.: 536-03-58, факс: 537-20-24
e-mail: sodevcom@ukr.net, www.dentalmeeting.com.ua

GLOBAL
SURGICAL™ CORPORATION



Зроби хід конем...

Біфікс КМ/Bifix QM



Біфікс КМ - універсальний цемент для постійної фіксації

- Подвійного отвердіння для надійності та зручності
- Випускається в 2-х кольорах:
T-прозорий, U-універсальний
- Рентгеноконтрастний
- Одноетапний адгезив для кераміки
- Гарантована найкраща адгезія спільно з Соловонд Плюс
- Клінічна ефективність доведена

... застосувавши дозатор KvіkMікс



Офіційний дистрибутор VOCO в Україні фірма «Успішка плюс»
79022, м. Львів, вул. Виговського, 20 б, тел./факс: +38 (032) 241-94-10, 292-75-46
e-mail: smile@mail.lviv.ua, usmishka@lviv.farlep.net, www.smile.lviv.ua



creative in research



GALILEOS

Назначення

Дентальні томограф GALILEOS для спеціалізованих стоматологічних кабінетів і клінік.

Основні характеристики

Рентгеновский луч конической направленности, который фокусируется на круглом детекторе (конуснолучевая томография). Сбор всей анатомической информации осуществляется за один оборот рентгеновской трубы вокруг головы пациента всего за 14 секунд. После чего, на базе 200 отдельно сделанных за это время снимков с помощью алгоритма реконструкции GALILEOS за 7 минут воспроизводится полная визуализация.

Возможность дополнительной интеграции индивидуального планирования имплантации. Расширенная опция изготовления сверлильных шаблонов. Непрерывное взаимодействие аппаратного и программного обеспечения. 3D-диагностика. Возможность оценить, например, состояние кости и ситуацию протезирования. Маркировка нервных каналов нижней челюсти и подбор имплантатов. Быстрое изготовление 3D снимков. Интегрированное планирование. Простая диагностика. Интегрированный рабочий процесс. Делает возможным объединение работы радиолога, зуно-го техника и стоматолога с одним интерфейсом.



SIRONA C8+

Кресло пациента

Электромеханическое, программируется (программы 1, 2, а также S). Кресло оснащено поворотным механизмом, что позволяет поворачивать его на 17° в обе стороны. Автоматический поворот кресла в начальное положение. 2 модели подголовников (включая MultiMotion, который поворачивается). Модели спинки (включая узкую). 15 вариантов обивки. Управление – с блока врача, блока ассистента и джойстика, встроенного в основу.

Кресло врача и ассистента

Анатомическая форма сиденья, высота сиденья и спинки регулируется.

Блок врача

Блок управления на 5 инструментов (нижняя и верхняя подача, вариант Cart и Cart Stand) на консоли с пневматическим тормозом. Пистолет «вода-воздух» Sprayvit. Микромотор электрический ISO SL или SL. Выход для турбины с быстросъемным соединением Sirona. Наконечник турбинный T2 Control, скалер Sirosonic. Мембранный пульт управления функциями кресла, интенсивностью света и количеством оборотов на моторе.

Блок ассистента

Блок управления на 3+1 инструменты (нижняя подача) на поворотной консоли, возможность размещения аспирационных шлангов, трехфункционального пустера и фотополимеризационной лампы.



SIRONA CEREC

Назначення

Система для изготовления каркасов, коронок и мостовидных протезов в зуботехнической лаборатории.

Основні характеристики

Серес 3 – модульная система CAD/CAM для автоматизированной реконструкции коронковой части зуба. Серес MC XL – шлифовальный блок с расширенными возможностями, в котором на 60% сокращено время шлифования, предназначенный для изготовления конструкции прямо возле кресла пациента.


Inlab MC XL

– система для изготовления каркасов, коронок и мостовидных протезов в зуботехнической лаборатории.

Комплектація

Серес 3 – блок для съемки с измерительной камерой Cerec 3D, программное обеспечение Cerec 3D. Серес MC XL – шлифовальный блок, 2 мотора, программное обеспечение Cerec 3D (для вкладок «онлай/инлей», коронок и виниров (включая программу Cerec 3D Softguard), беспроводное соединение с основным блоком).

Inlab MC XL – шлифовальный блок, лазерный сканер, 4 мотора, программное обеспечение Inlab 3D software для колпачков коронок, каркасов мостовидных протезов, для инлей, онлей, виниров и коронок анатомической формы.



СИСТЕМА IPS e.MAX

Основні характеристики:

Новая система безметалловой керамики IPS e.max представляет собой высокопрочные высокоэстетичные материалы для техники ПРЕССОВАНИЯ и технологии CAD/CAM, обеспечивающие эффективную и экономичную работу. Компоненты системы для технологии ПРЕССОВАНИЯ включают высокоэстетичные стеклокерамические заготовки IPS e.max ZirPress для напрессовки на оксидциркониевые каркасы. В зависимости от клинической ситуации применяются два материала для CAD/CAM технологии: высокопрочный оксид циркония IPS e.max ZirCAD и инновационные стеклокерамические блоки IPS e.max CAD. Новая система безметалловой керамики также включает нано-фторапатитовую керамическую массу IPS e.max Ceram для облицовки всех компонентов системы IPS e.max.



«РЕМИЗ ДЕНТАЛ», г. Днепропетровск
тел./факс.: (0562) 38-85-38
e-mail: rf@a-teleport.com www.remis.com.ua



«ЕВРОМЕДИКОМ», г. Киев
тел./факс.: (044) 502-67-26
e-mail: info@euromedicom.com.ua

ivoclar
vivadent:

EndoPilot

К ПОЛЕТУ ГТОВ!

Представляем многофункциональный прибор для эндодонтического лечения EndoPilot. В состав входят эндомотор с наконечником, модули Down-Pack для обтурации апикальной трети канала и Back-Fill для обтурации средней и устьевой третей канала горячей гуттаперчей.



Пистолет Back-Fill



EndoPilot
Schlumbohm

EndoPilot – надежный, компактный, простой в использовании. Управление осуществляется с помощью большого сенсорного экрана.

Встроенный в наконечник апекслокатор дает возможность контролировать продвижение инструмента во время вращения файла в корневом канале и останавливаться при достижении верхушки. Все популярные системы файлов внесены в базу данных (с рекомендованными параметрами торка и скоростью вращения). Последовательность использования файлов выбранной системы отображается на экране. Функция "My File" помогает создать и сохранить индивидуальные установки (скорость вращения от 200 – 1000 об/мин.; торк от 0,2 до 5,0).

Меню прибора доступное на русском и английском языках.



Эксклюзивный представитель в Украине ООО "Содевком"
01042 г.Киев, ул. П.Лумумбы, 21, оф. 407, тел: 536-03-58, факс: 537-20-24
e-mail: sodevcom@ukr.net,
www.dentalmeeting.com.ua

Schlumbohm GmbH & Co.KG
Klein Floyen 8-10
D-24616 Brokstedt
www.schlumbohm.de

SCHLUMBOHM G ELECTRONIC S

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - СТАНДАРТ ОТ

LaTuS

Latelux®

Фирмой «Латус» с начала этого года освоен серийный выпуск Latelux® «системный комплект стартовый», Latelux® Pro «системный комплект «профессиональный» и конденсируемого композита Latelux® MS в модернизированном винтовом шприце и новой групповой упаковке комплектов (коробке), анонсированных ранее в журнале «Навигатор Стоматологии» за март 2007 года. Одновременно существенно повышенны такие характеристики материалов, как: микротвердость, прочность при осевом и диаметральном сжатии (см. таблицу). Произошли также изменения в составе комплектов Latelux® Pro: вместо 20% геля Total Etch в комплекты введен новый 35%-ный травильный гель на полимерной основе Soft Etch. В комплект Latelux® Pro дополнительно добавлены: 2,2 г пасты Latelux® flow и 5 г пасты Latelux® MS опаковых оттенков. Увеличилось количество универсальной пасты в шприцах до 5 г и 6 г. Соответственно общее содержание пасты в комплектах изменилось с 36 г (REF 2404) до 50 г (REF 2406) и с 44 г (REF 2405) до 62 г (REF 2407). Сделаны существенные изменения в дизайне упаковки комплектов, а также в ее внешнем виде (см. фотографии), упаковка Latelux® Pro стала двухъярусной.

Наименование показателя	LATELUX			LATELUX	LATELUX MS	
	Опакер	Эмаль	Incisal	flow	Опакер	Эмаль
1. Глубина отверждения, мм	5,0(цвет ОA3)	7,0(цвет A3)	10,4(цвет I)	8,4(цвет ОA3)	5,0 (цвет ОA3.5)	6,7(цвет A3)
2. Усадка объемная, %	2,16	2,45	2,61	3,65		1,93
3. Водопоглощение за 7 суток, мкг/см3	6,8	6,5	6,7	12,7		8,83
4. Микротвердость, Н/мм3	85,9	76,4	60,0	47,1		94,0
5. Прочность при диаметральном сжатии, МПа	58,5	56,7	60,2	65,0	58,0	57,0
6. Прочность при осевом сжатии, МПа	370	387	380	377	380	384



Latelux® MS



www.medmarket.kh.ua

Магазин «На Гуданова»:
тел./факс:
(057) 714-31-19, 714-31-27
(розничная торговля)
e-mail:nagudanova@mail.ru

тел./факс:
(057) 343-67-05, 343-24-95,
e-mail:
itl1804@online.kharkov.ua
(оптовая торговля)



ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПАЛЛАДА ПЛЮС»

была основана в 1997 году.

Лаборатория расположена в центральной части г. Харькова на ул. Воробьева 5. Зубные техники лаборатории «Паллада плюс» прошли обучение в Германии, США, Японии. Все виды литейных работ изготавливаются непосредственно в лаборатории на литейном оборудовании Heraeus Kulzer. Техники-литейщики изготавливают каркасы из чистых кобальт-хромовых сплавов Remanium, Dentaurum, Heranium без добавления вторичных отходов. Лаборатория имеет лицензию Министерства Финансов Украины 052946 на работу с драгоценными металлами. Лаборатория оснащена современным оборудованием Сегсон для изготовления каркасов из оксида циркония, керамическими печами Programat P300, Austomat 3001.

При изготовлении керамических протезов используются исключительно керамические массы ведущих фирм-производителей Ivoclar Vivadent (IPS E. Max, Empress Esthetic), Vita (Vita VM 7, Vita VM 9, Vita VM 13), Degudent (ducera, duceragold, segson ceram kiss).

Наша лаборатория выполняет следующие виды работ:

- бескаркасная керамика
- керамика на оксиде циркония
- керамика на оксиде алюминия
- Керамика на золото-платиновом сплаве
- Керамика на серебряно-пallадиевом сплаве
- Керамика на кобальт-хромовом сплаве
- бюгельные протезы с аттачментами «Servo-dental»
- бюгельные протезы с аттачментами «Микродент»



Мы гарантируем высокое качество работ, разумную цену, изготовление работ в срок, курьерскую доставку Вашего заказа по городу и Украине.

Контактные телефоны:

- +38 (057) 754 58 68
- 752 58 02
- 752 58 04
- +38 (067) 579 29 52

03680 , , , , , 44
/ : + 380 44 206 27 02, 206 27 03, 206 20 91

e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua
sveta@dentalmedmarket.kiev.ua

Эндодонтические инструменты, ручные и механические

Из нержавеющей шведской стали самого высокого качества:

- > Н-файлы, S-файлы, К-файлы, К-римеры
- > Плагеры и спредеры для конденсации гуттаперчи

Высококачественные NiTi-проводолки

- > Файлы NiTi H, NiTi S и NiTi K, дрили NiTi
- > Файлы NiTi TEE, BIG TAPER механические
- > Файлы NITI TWO, taper 2% механические

Инструменты упакованы вместе с ограничителями, по 6 шт., размеры от 06 до 140, длиной 21, 25 и 28 мм

Европейский сертификат безопасности CE

Артикулятор + набор = 560 €

■ STRATOS 100



389 €

Биофункциональный артикулятор со средними значениями углов для разных несложных реконструкций.

Его эргономичный компактный дизайн обеспечивает легкую и эффективную работу.

Stratos 100 - идеальный артикулятор для постановки зубов фирмы Ivoclar Vivadent согласно концепции биофункционального протезирования (BPS).

Затвор блокировки центральной окклюзии.

Верхняя и нижняя рамы разделяются.

Оптимизированный шарнирный механизм с углом сагиттального суставного пути 30° и углом Беннетта 30° или 15°.

Совместимый с системами splitcast, фиксация протрузионного положения.



353 €

Держатель инструмента.
Используется для фиксации балансира, устанавливающего столика, двухмерной калотты, опоры прикусной вилки.

Основные характеристики

Балансир.

Позволяет сориентировать модель как беззубую, так и с зубами относительно треугольника Бонвиля.

Двухмерная калотта.

Для правильной установки по средним значениям с учетом кривых Шпее и Вилсона.

Устанавливающий столик.

Для простой установки по средним параметрам моделей с зубами относительно треугольника Бонвиля.



PROGRAMAT®
P300



PROGRAMAT®
P700



PROGRAMAT®
P500



PROGRAMAT®
P5000

При покупке любой печи

- обучающие курсы БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ!



Fenestra® СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



ИНТЕРЕСНО! ДОСТУПНО! ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

(044) 425-4766, 425-4791, 417-4261, 417-5698,
г.Киев, ул.Межигорская, 25, (ст.м. "Контрактовая пл.") www.fenestra.com.ua

Многофункциональный программный комплекс «Денталика 4»



По всем вопросам обращаться: ООО«Сервис-Центр», 65011, г. Одесса, ул. Базарная 52.
тел.: (048) 728-10-06, (0482) 37-33-61, e-mail: sales@dentalika.od.ua, www.dentalika.od.ua

Учебные программы для врачей-стоматологов и зубных техников от Ivoclar / Vivadent Германия

ivoclar
Vivadent®

Сентябрь 2008
15.09.-19.09.2008

Октябрь 2008
13.10.-17.10.2008
20.10.-24.10.2008

Ноябрь 2008
03.11.-07.11.2008
10.11.-14.11.2008
24.11.-28.11.2008

Декабрь 2008
01.12.-05.12.2008



Курсы для врачей-стоматологов на второе полугодие 2008 года

Тема: Основные аспекты эстетических реставраций

Место проведения: Ivoclar, Эльванген, Германия

Продолжительность: 7 дней

Референт: Виктор Дауб, врач-стоматолог фирмы Vivadent (Германия)
Стоимость обучения: 1000,00 евро (включительно проживание в 3-х звездочном отеле, питание, трансфер из аэропорта и обратно, культурная программа)

Курсы проводятся на русском языке

1 день 09:00-10:30 IPS Empress / E. max- протезирование цельнокерамическими конструкциями.
11:00-12:30 Новый подход в технологии изготовления металлокерамических протезов с применением низкотемпературной синтетической массы d.SIGN, InLine.
13:30-16:30 BPS- биогенная система протезирования. Сочетание материалов, техники и навыков.

2 день 09:00-12:30 Непрямые (лабораторные) эстетические реставрации Veneer, Inlay, Onlay
13:30-14:45 Эстетические пломбы во фронтальном отделе из материала Artemis
15:00-16:00 Tetric EvoCeram- пластичная керамика оптимизированная нанонаполнителями.
16:00-16:30 Новые инновационные помощники от Vivadent: Optra Contact, Optra Matrix, Otra Gate, Optra Sculpt.

3 день 09:00-16:30 Препарирование на моделях под Veneer, временные реставрации из Systemc s&b.

4 день 09:00-16:30 Работа с композитными материалами Tetric EvoCeram, Artemis, Tetric Color. Моделирование режущего края фронтального зуба, контактного пункта, жевательной поверхности.

5 день 09:00-12:30 Практические занятия на фантомах.
13:30-14:00 Вручение дипломов. Разное.

6 день | Культурная программа.



Сентябрь 2008
IPS e.max Workshop
15.09.-19.09.2008
15.09.-19.09.2008

Октябрь 2008
IPS d.Sign Workshop
13.10.-17.10.2008
IPS e.max Workshop
20.10.-24.10.2008

Ноябрь 2008
BPS Workshop
03.11.-07.11.2008
IPS d.Sign Workshop
10.11.-14.11.2008
IPS e.max Workshop
24.11.-28.11.2008

Декабрь 2008
IPS e.max Workshop
01.12.-05.12.2008



REMI S
d e n t a l
EuroMediCom

Курсы для зубных техников на второе полугодие 2008 года

Место проведения: Ivoclar Vivadent, Эльванген, Германия
Продолжительность: 7 дней

Референт: Александр Шумахер – мастер - зубной техник фирмы Ivoclar (Германия)
Стоимость обучения: 1000,00 евро (включительно проживание в 3-х звездочном отеле, питание, трансфер из аэропорта и обратно, культурная программа)

Курсы проводятся на русском языке по 4-м темам. Теоретическая часть общая, а практическое обучение возможно только по одной из 4-х тем:
- BPS - биогенная система протезирования при полной адентии
- e.max + IPS Empress Esthetic
- Металлокерамика IPS d.SIGN
- IPS InLine

Теория:
09:00-10:30 IPS Empress / e. max- протезирование цельнокерамическими конструкциями.
10:30-11:00 Пауза
11:00-12:30 Новый подход в технологии изготовления металлокерамических протезов с применением низкотемпературной синтетической массы d.SIGN, InLine
12:30-13:30 Обед
13:30-16:30 BPS- биогенная система протезирования. Сочетание материалов, техники и навыков

Практика:
09:00-12:30 Практические занятия по заранее заявленной теме.
12:30-13:30 Обед
13:00-16:30 Продолжение практических занятий.

5 день 09:00-12:30 Практические занятия по заранее заявленной теме.
12:30-13:30 Обед
13:30-14:00 Вручение дипломов. Разное.

6 день | Культурная программа.

Для участия в семинарах или практических курсах необходимо зарегистрироваться:
г. Днепропетровск,
тел./факс: 8 (0562) 38-85-38 многоканальный
или e-mail: rf@a-teleport.com
г. Киев, тел.: (044) 502-67-26
или e-mail: info@euromedicom.com.ua

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТ — ВАША ВИЗИТКА В ИНТЕРНЕТЕ

Разработка сайта составляет 3000 грн. и включает:

- Индивидуальный дизайн сайта, который разрабатывается с учётом Ваших пожеланий и предпочтений.
- Регистрация украинского доменного имени
- Система управления контентом, с помощью которой Ваш сотрудник может самостоятельно наполнять сайт текстами и изображениями, вносить изменения. Эта программа не требует знаний программирования.
- Установка счётчика статистики посещаемости сайта

Стандартный сайт обычно состоит из следующих разделов:

- О клинике (компании/организации)
- Контактная информация (номера телефонов, номер факса, адрес, карта проезда, e-mail)
- Наши сотрудники (Информация о врачах/ сотрудниками, менеджерах, квалификации, указание сертификатов, опыта работы, фотографии и т.д.)
- Технологии (методики, которые Вы используете в своей практике)
- Прайс (может быть представлен в виде таблицы как отдельная страница сайта, либо в качестве ссылки на загружаемый файл в формате Word или Excel)
- Обратная связь (Раздел сайта, в котором посетитель может оставить свои данные, к примеру, имя, телефон, e-mail и текстовое сообщение, заполнив соответствующие поля. Данные будут приходить на указанный Вами e-mail).
- Вопрос-ответ (В разделе публикуются вопросы ваших клиентов/пациентов и Ваши ответы).

МЫ МОЖЕМ И УМЕЕМ!

Сайты нашей разработки

Галит — www.galit.te.ua
Colgate — www.colgatecandidate.org.ua
Doctor Defence — www.d2.net.ua
ELD — www.eld.com.ua
Медмаркет Киев — www.dentalmedmarket.kiev.ua,
www.medmarket.kiev.ua

С наилучшими пожеланиями,
Издательство «Навигатор Стоматологии»
тел.: (044) 573-97-73, 573-97-14
e-mail: oksana@navistom.com.ua



VI ФОРУМ СТОМАТОЛОГОВ СНГ

Турция, Анталья, 8-11 октября 2008 года

Отель Venecia Palace ***** ultra all inclusive



Программа VI Форума стоматологов СНГ

Профессор Клифф Раддл.



Основатель и директор международной образовательной организации в Санта-Барбара, штат Калифорния, является автором двух глав 8-го издания – «Pathway of the Pulp» – Очистка и обработка системы корневого канала. Является изобретателем инструментов ProTaper Universal, насадок ProUltra, системы IRS для удаления сломанных инструментов.

Профессор Джо Кэмп.




Преподаватель Университета в Северной Каролине (США), владелец эндодонтической практики, специалист в области детской эндодонтии, автор многочисленных публикаций по детской стоматологии. Соавтор 9 издания учебника «Патология пульпы».

Профессор Анджело Мариотти.



Заведующий кафедрой пародонтологии Университета штата Огайо (США), Доктор наук в фармакологии и стоматологии, руководитель научно-исследовательского отдела Американской Академии периодонтологии. Владелец частной пародонтологической практики.

Профессор Серджио Катлер.



Декан кафедры последипломного образования Юго Восточного Университета штата Флорида в США, приват-доцент кафедры эндодонтии, автор статей в международных эндодонтических журналах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



ДЕНТСПЛАЙ-РОССИЯ
Тел.: (495) 202-30-11
Факс: (495) 203-45-51
www.dentsplyrussia.com



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ №1
Тел.: (495) 950-60-59,
953-40-88
www.stomatolog.ru

ДЕНТСПЛАЙ - УКРАИНА
Тел.: (044) 495-22-26,
8 (050) 448 97 53
Факс: (044) 495-22-27
E-mail: welcome@dentsply-ua.com

Образовательный центр «Стамил»

СНКЦ "Стамил"



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СТАМИЛ» ПРИГЛАШАЕТ!

Курсы цикла «Шаг за шагом к успеху»

(0,5 дня, стоимость 250 гр.)

NEW!

Адгезивные мосты на балках

Во время лекции вы узнаете об особенностях восстановления отсутствующих зубов с помощью балочных адгезивных конструкций: показания и противопоказания, особенности препарирования и моделировки. На практическом занятии вы самостоятельно на модели зубного ряда изготавливаете балочный мост на боковом участке.

Даты проведения

3 июня (1 смена)	вторник
------------------	---------

* * *

Восстановление зубов эластичными штифтами

Особенности работы, анализ неудач, выбор фиксирующих цементов.

Даты проведения

24 июня (2 смена)	вторник
-------------------	---------

* * *

Обтурация корневых каналов

Все виды обтурации, сравнение силикеров, критерии выбора систем и материалов. Анализ возможных ошибок.

Даты проведения

24 июня (1 смена)	вторник
-------------------	---------

* * *

Изоляция рабочего поля

Классические и системы нового поколения.

Даты проведения

27 мая (2 смена)	вторник
7 июня (1 смена)	суббота

* * *

Восстановление контактного пункта

Даты проведения

27 мая (1 смена)	вторник
7 июня (2 смена)	суббота

* * *

Традиционные циклы выходного дня

(1 день, стоимость 500 гр.)

NEW!

Восстановление анатомической формы зубов (резцов, клыков, премоляров, моляров), в том числе, после эндодонтического лечения

Цикл расширен на целый день, практика включает теперь два упражнения на фронтальной и жевательной группах зубов, а теория – более подробное рассмотрение восстановления анатомической формы жевательных зубов с учетом последних исследований в этой области.

Даты проведения

31 мая	суббота
22 июня	воскресенье

* * *

Эстетические реставрации: наука и искусство

Реставрация с учетом потенциала композитов последнего поколения, обладающих опалесценцией и флюоресценцией, свойственных натуральным зубам. Критерии выбора реставрационных систем. Большая часть времени посвящена практике – анализу реальных клинических случаев и непосредственной работе на моделях.

Даты проведения

21 июня	суббота
---------	---------

* * *

Анатомическая Эндодонтическая Технология

Новейшая система для эндодонтической обработки каналов с учетом их реальной анатомии. Новая методика обтурации – ADO – обтурация от апекса. Сравнение различных систем.

Даты проведения

20 июня	пятница
---------	---------

* * *

Основы клинической гнатологии

Диагностика, планирование и коррекция окклюзии. Методы диагностики окклюзионных нарушений. Применение артикуляторов в стоматологии. Работа с лицевой дугой.

Даты проведения

8 июня	воскресенье
--------	-------------

* * *

Образовательный центр «Стамил»

СНКЦ "Стамил"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СТАМИЛ» ПРИГЛАШАЕТ!

Курсы цикла «Шаг за шагом к успеху»

(0,5 дня, стоимость 250 гр.)

Отбеливание зубов

Все об отбеливающих системах и методиках их применения. Особенности домашнего, офисного, эндодонтического отбеливания. Маркетинг услуги. **Новое в цикле** – использование лазера при отбеливании зубов – практическая демонстрация.

Даты проведения

6 июля	воскресенье
--------	-------------

* * *

Адгезивные волоконные системы (ABC)

Критерии выбора ABC. Особенности применения при шинировании, пост-ортодонтической ретенции, для создания временных мостов. Эластичные штифты: показания и противопоказания, критерии выбора цементов для фиксаций.

Даты проведения

1 июня	воскресенье
5 июля	суббота

* * *

Новые возможности применения лазерных технологий в стоматологии

ЛЕКТОР – МАЗУР И.П., Д.М.Н.
Стоимость участия – 700 гр.
NEW!

Даты проведения

14 июня	суббота
---------	---------

* * *

Современные методики применения остеокондуктивных материалов на основе бета-трикальций фосфата в реабилитации стоматологических больных.

Root-Replica (аналог корня) – новейшая методика профилактики атрофии альвеолярного отростка после удаления зубов. Easy Graft- новое направление в лечении различных дефектов костной ткани. Теория и практика.

NEW!

Даты проведения

6 июня (1 уровень)	пятница
6 сентября (2 уровень)	суббота
27 сентября (3 уровень)	суббота
11 октября (4 уровень)	суббота
26 октября (5 уровень)	воскресенье

* * *

Прямые композитные восстановления

ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ ЗМ ESPE

Стоимость участия – 450 гр.

Даты проведения

30 мая	пятница
13 июня	пятница
27 июня	пятница

* * *

Профилактика в стоматологии (теория и практика)

СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ VOCO

Стоимость участия – 350 гр.

Даты проведения

15 мая	четверг
10 июня	вторник

Дополнительная информация по телефону: (044) 570-52-12 или по адресу:

г. Киев, ул. Садовая, 191, дом 2, образовательный центр «СТАМИЛ»

НОВА ЦІНА

carlo de giorgi ~~2200 грн.~~

Фотополимеризационная лампа

1900 грн.

АОЗТ «ДЕНТА-3»
тел.: 8 (039) 200-18-72, 8 (039) 200-18-75
факс: 8 (044) 361-03-46, e-mail: denta3@mail.ru

carlo de giorgi ~~1380 €~~

Лампа для отбеливания зубов

880 €*
*при условии покупки 5 наборов для отбеливания

АОЗТ «ДЕНТА-3»
тел.: 8 (039) 200-18-72, 8 (039) 200-18-75
факс: 8 (044) 361-03-46, e-mail: denta3@mail.ru

Kerr ~~1000 €~~

Лампа фотополимерная DEMI

Полная полимеризация в течение 5 секунд. Постоянная готовность к работе. Неизменно высокая мощность светового потока.

650 €
НОВИНКА!

«УКРМЕДПОСТАЧ»
тел./факс: +38 (044) 455-51-22, 456-28-01
e-mail: info@dental-depo.com.ua

MEDIPROGRESS ~~4990 €~~

CHIRADENT Praktik

4460 €

«СТОМАТОЛОГ-Ж»
тел./факс: +38 (044) 531-98-90 (91)
e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

LACTONA ~~95.00 \$~~

Увеличивающие линзы
фирмы Lactona

84.99 \$

«Харизма»
тел.: (044) 460-23-25;
8 (067) 247-78-75, 8 (067) 725-29-02

DENTSPLY ~~775 €~~

Эндодонтический микромотор X-Smart

Простой, компактный, легкий эндодонтический микромотор для использования с вращающимися никель-титановыми инструментами.

650 €

«УКРМЕДПОСТАЧ»
тел./факс: +38 (044) 455-51-22, 456-28-01
e-mail: info@dental-depo.com.ua

www.

РАЗРАБОТКА САЙТА

СЕНТЯБРЬ 2007 ~~1500 грн.~~

ЯНВАРЬ 2008 **2 500 грн.**

МАЙ 2008 **3 000 грн.**

«Навигатор стоматологии»
тел.: (044) 573-97-73
(044) 573-97-14

Roko dental equipment ~~4100 €~~

Multipress

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПРОТЕЗІВ.

3900 €

Дентал Депо Тернопіль
тел./факс: +38 (0352) 43-40-74, 43-40-75
email: dentaldepo@utel.net.ua

Мед

Перчатки текстурированные
без пудры "Дермажель"
Размер XS, S, M, L №100

25 грн.

«Мед Альянс»
тел./факс: (044) 361-96-73, 407-25-60
e-mail: med_alyans@ukr.net

www.z00ble.com.ua

ОСВІТА

Дата	Спеціалізація	Тема	Місце проведення	Організатори
Червень				
14	Терапевтична стоматологія	Нові можливості застосування лазерних технологій	м. Київ	Учбовий центр «Стаміл» тел. (044) 570-52-12
Липень				
5	Ортопедія, ортодонтія, пародонтологія	Адгезивні волоконні системи	м. Київ	Учбовий центр «Стаміл» тел. (044) 570-52-12
6	Естетична стоматологія	Відбілювання зубів	м. Київ	Учбовий центр «Стаміл» тел. (044) 570-52-12
Вересень				
15-19	Терапевтична стоматологія	Основні аспекти естетичних реставрацій (курси для лікарів-стоматологів у навчальному центрі Ivoclar Vivadent)	м. Ельванген (Німеччина)	«Євромедиком», т. (044) 502-67-26, «Реміз Дентал», т. (0562) 38-85-38
15-19	Зуботехнічна справа	Курси для зубних техніків (навчальний центр Ivoclar Vivadent)	м. Ельванген (Німеччина)	«Євромедиком», т. (044) 502-67-26, «Реміз Дентал», т. (0562) 38-85-38
Жовтень				
8-11	Стоматологія	VI Форум стоматологів СНД	м. Анталія, Туреччина	Дентсплай - Україна Тел.: (044) 495-22-26, 8 (050) 448 97 53 Факс: (044) 495-22-27
13-17 20-24	Зуботехнічна справа	Курси для зубних техніків (навчальний центр Ivoclar Vivadent)	м. Ельванген (Німеччина)	«Євромедиком», т. (044) 502-67-26, «Реміз Дентал», т. (0562) 38-85-38
13-17 20-24	Терапевтична стоматологія	Основні аспекти естетичних реставрацій (курси для лікарів-стоматологів у навчальному центрі Ivoclar Vivadent)	м. Ельванген (Німеччина)	«Євромедиком», т. (044) 502-67-26, «Реміз Дентал», т. (0562) 38-85-38
Листопад				
3-7 10-14 24-28	Зуботехнічна справа	Курси для зубних техніків (навчальний центр Ivoclar Vivadent)	м. Ельванген (Німеччина)	«Євромедиком», т. (044) 502-67-26, «Реміз Дентал», т. (0562) 38-85-38
3-7 10-14 24-28	Терапевтична стоматологія	Основні аспекти естетичних реставрацій (курси для лікарів-стоматологів у навчальному центрі Ivoclar Vivadent)	м. Ельванген (Німеччина)	«Євромедиком», т. (044) 502-67-26, «Реміз Дентал», т. (0562) 38-85-38

«Обладнання б/в»

Продам б/в стоматологічні установки Castellini, Kavo, Ritter, Eurodent, OMS, Ergostar в чудовому стані, а також крісла пацієнта та стільці лікаря, компресори
Тел.: 8 (067) 811-28-00, 8 (067) 526-37-37

Продам б/в обладнання: установка Stern Weber, KaVo, Diplomat, рентген Minident 52, масло-спрей Dent Oil, сода до содоструйки EMS
Тел. 8 (03142) 45-223, моб. 8 (050) 665-45-00
e-mail: vitaldent@mail.ru
Skype: vitaldent3

Продам радіовізіограф IOX2, Фінляндія, новий
Тел. 8 (050) 516-66-08

Продам стоматологічні меблі Kavo. Ціна договірна. Терміново.
тел.: 8 (044) 332-49-99, 8 (067) 291-07-82

Продам стомат. установку Ritter, б/в, в робочому стані, 1500 у.о.
Тел. 8 (067) 256-20-13

Продам: автоклав стоматологічний ГК-20; столик лікаря; настільний ультрафіолетовий опромінювач; терапевтичну ультразвукову установку; інвалідну коляску; сухожарову шафу ГП-80, б/в. Недорого
Тел.: 8 (067) 837-40-56, (0432) 68-06-68, 57-12-93

Продается б/в стоматустановка Spirit S2 (Siemens) з оригінальним компресором Tornado 130 (Durr Dental).
Преміум – комплектація (2 турбіни T1CONTROL з підсвічуванням, скалер Siroson L з підсвічуванням, мікromотор Siemens, кутовий наконечник з підсвічуванням Bien Air) за демократичну ціну
Тел. 8 (050) 575-08-33

Клініка в м.Києві у зв'язку з заміною парка обладнання продає 2 стомат. установки Gnatus. В роботі – з серпня 2005 р.
Фото на сайті: www.sana.kiev.ua
Комплектація та вартість обговорюються по телефону:
8 (066) 706-95-45, 8 (050) 654-19-10

Продается обладнання для виготовлення ГНУЧКИХ НЕЙЛОННИХ ПРОТЕЗІВ. Якщо ви купуете стартовий набір – МАЙСТЕР-КЛАС – БЕЗКОШТОВНО. В комплекті є все для 25 протезів. Продаж картриджів з нейлоном та необхідних матеріалів. Консультивативна підтримка. Тел.: 8 (044) 592-87-02, 253-76-19

2000 грн. «Аеролайф-Л»
БАКТЕРИЦИДНИЙ ФОТОКАТАЛІТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
1700 грн. «Ledi»
ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОР СВІТОДІЯВНИЙ
1900 грн. Аквадистиллятор
НОВИНКА! АВТОКЛАВ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ГК10, ГК20
«Асептик» УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ БОКС ДЛЯ ХРАНЕННЯ СТЕРИЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА

ЧМП «ВІДАР», Україна, 21037, г. Вінниця, ул. Сабаровська, 4A, тел./факс: (043-2) 68-06-68, 57-12-93, 8-067-837-40-56 e-mail: valiktr@ua.fm • www.vin-vidar.narod.ru

ТОВ "ЛитХромБулат"
Права рука стоматолога

Магазин для стоматологів і техніків м. Київ, вул. Туполєва, 4-б (метро "Нивки")

Ми працюємо з 9.00 до 18.00
...буль-яке питання по зубам!

Замовлення товару: 503 33 24, 8 (050) 351 01 81 Наташа

Широкоформатные акриловые линзы фирмы "Lactona" (США)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Вес не более 60 г
2. Степень увеличения в 2,5; 4 и 6 раз
3. Панорамный вид и широкий угол зрения
4. Можно регулировать рабочее расстояние наклоном дужки, в которую вмонтированы линзы
5. Не требуют коррекции межзрачкового расстояния
6. Возможность коррекции наклона линз с учетом комфорtnого положения головы
7. Увеличивает объекты и улучшает изображение влажных и опалесцирующих объектов
8. Благодаря своей форме линзы защищены от царапин при падении
9. Оптическая система "Lactona" пригодна для регулярной обработки водными моющими растворами
10. Цена акриловых линз Lactona 95\$ США, что тоже выгодно отличает их от других систем

Контактные телефоны: (044) 460-23-25, 8 (067) 247-78-75, 725-29-02

«Ділові контакти»

Кожен четвер в офісі компанії «Передові технології «Дента-Люкс» проводиться БЕЗКОШТОВНА демонстрація технології виготовлення гнуких нейлонових протезів. По закінченні - дискусія, фуршет. Запрошуємо всіх бажаючих лікарів прийняти участь за адресою: пров. Гордієнко, 10, оф. 46. Запис по тел. 8 (044) 592-87-02. Заявки приймаються до середи до 19.00.

Виготовляємо НЕЙЛОНОВІ ПРОТЕЗИ з американського матеріалу Valplast та TCS. Робимо ІНЖЕКЦІЇ (пресування матеріалом). Індивідуальні капі. Якість. Досвід роботи! Доставка нашим кур'єром! Тел.: 8 (044) 592-87-02, 253-76-19

Виготовляємо МЕТАЛОКЕРАМИКУ: «Ultrapaline» – всього 99 грн., «Ivoclar Vivadent, IPS Inline» – 149 грн. Досвідчені техніки! Якість. Гарантія. Доставка нашим кур'єром! Будь-яка форма оплати. Тел.: 8 (044) 592-87-02, 253-76-19

Візьмемо в оренду, в довірче управління або придбаємо стоматологічну клініку, кабінет т.ін. Тел. 8 (097) 360-49-14

Здам в оренду в м. Києві (м.Лівобережна) крісло в стомат.кабінеті Тел. 8 (050) 589-15-12

Здається в оренду в м.Севастополі укомплектований стомат.кабінет в центрі міста на неповний робочий день (умови обговорюються). Надається житло на березі моря (50 м) для проживання під час роботи (30 у.о. на добу) Тел.: 8 (0692) 49-45-28, 8 (050) 557-67-97 Лілія Федорівна

Продается в м.Киеві (Березняки) діюча стоматологічна клініка на 3 робочих місяця, повністю обладнана (рентген, автоклав), 95 кв.м, нежилий фонд, окремий вхід, готовий бізнес Тел.: 8 (050) 469-50-37, 8 (044) 575-56-35 e-mail: tree@meta.ua

Здамо в оренду обладнаний стоматологічний кабінет в м.Киеві Тел. 8 (044) 499-21-23

«Сервісне обслуговування»

Сервісне обслуговування стоматологічних клінік, ремонт стоматологічного обладнання (установки, рентгенапарати, наконечники та ін.).

15-річний досвід роботи.
УКРМЕД дентал.
Tel: (044) 458-31-56



Ремонт стоматологічних наконечників усіх типів виробництва фірми «W&H» (Австрія). Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». Tel.: (044) 285-70-74, 8 (050) 410-76-98

Ремонт муфельних і вакуумних печей, технічних моторів та іншого лабораторного обладнання. Тел. 8 (050) 170-04-35, e-mail: badman2003@ukr.net ПП Малієнко Анатолій Миколайович, м.Київ

Ремонт турбінних наконечників виробництва "W&H", "KaVo", "NSK", "Sirona" та інших. Зручні ціни, реальна американська якість. Доставка по Києву - безкоштовно. Подробиці на сайті: www.eddental.h.com.ua або за тел. 8 (044) 223-44-98

Перетяжка та обшивка б/в крісел. Реставрація стоматологічного обладнання Тел.: 8 (066) 365-41-36, 8 (050) 372-43-35

«Попит»

Куплю фізіодиспенсер, б/в, фірми «Anthogyr» «expert unit», в будь-якому стані, в т.ч. неробочому. Тел. 8 (066) 715-54-44 Олег

БЕЛАРУСЬ **Боры "DIALIT" Диски "DIALIT"**
Боры "СИСТЕМА"

РОССИЯ **Диски "АГРИ" Эндодонтический инструментарий "AVICENNA"**

г. Київ, ул. Вишняковская, 13
e-mail: vega@clarient.com.ua
http://www.ukrstom.narod.ru

ЧП Невструев
тел./факс 8 (044) 5729818
моб. 8 (050) 3128681

«Пошук персоналу»

Приватний стоматології на Харківському масиві, м.Київ, потрібні лікарі-стоматологи з досвідом роботи Тел.: (044) 501-71-62, 228-38-58

Потрібен лікар-стоматолог-терапевт-реставратор, який володіє сучасними технологіями Тел. 8 (039) 459-72-77

В клініку потрібен асистент лікаря-стоматолога. Заробітна плата – пристойна. Тел. 8 (044) 460-23-25

В клініку «Німецька стоматологія» (м.Київ) потрібен асистент лікаря на постійну роботу. Оплата висока Тел. 8 (044) 486-59-99

В клініку «Німецька стоматологія» (м.Харків) потрібен асистент лікаря на постійну роботу. Оплата висока Тел. 8 (057) 717-17-16

В приватний стоматологічний центр у Голосіївському районі потрібен лікар-стоматолог і асистент стоматолога. Тел. 8 (097) 360-49-14

Стоматологічна клініка в центрі Києва запрошує на вигідних умовах кваліфікованого лікаря-стоматолога-терапевта Тел.: 8 (050) 809-00-99, 8 (050) 915-50-04

Стоматологічна клініка в м. Києві (м.Оскорки) запрошує на роботу лікаря-стоматолога з досвідом роботи на загальний прийом Тел. 8 (044) 503-06-52

В приватну клініку м. Києва (м.Лісова) потрібен лікар-стоматолог з досвідом роботи Тел. 8 (044) 592-05-63

Стоматологічний центр «Дентарекс» (м.Маріуполь) запрошує на роботу молодих перспективних лікарів, засікальних у професійному рості Тел. 8 (050) 348-20-97

Стоматологічна клініка в м.Києві (м.Дорогожичі) запрошує на постійну роботу лікарів-стоматологів на загальний прийом з досвідом роботи від 5 років. Наша адреса: Київ, вул.Котовського, 11 Тел. 8 (044) 467-03-18

Стоматологічний клініці в м. Ужгород потрібні лікарі-стоматологи (терапія, заг. стоматологія), хірург-імплантолог з досвідом роботи, технік-кераміст (металокераміка, безметалова кераміка, вініри, вкладки) Тел. 8 (050) 432-05-30

Медсестра, асистент стоматолога, зубний технік, ліварник потрібні на постійну роботу в приватну стоматологічну клініку (11 років роботи) м. Києва в районі залізничного вокзалу Тел.: 8 (044) 331-83-63, 8 (067) 445-23-43 В'ячеслав Максимович

Фірмі "Дентстал" потрібен майстер з настроювання та підключення установок Тел. 8 (096) 565-83-42, e-mail: dentstal@ukr.net



**Частное предприятие
Медрегион**

Продажа стоматологических материалов.
Продажа, монтаж, сервисное обслуживание стоматоборудования.
Программы кредитования и рассрочки!
Широкий ассортимент дезредств

АР Крим, г. Симферополь, 21, 4 этаж
ул. Декабристов, 21, 4 этаж
тел. (062) 54-78-86,
8 (068) 472-14-11,
8 (050) 564-38-54,
8 (050) 651-25-70
e-mail: medregion@mail.ru
med-region@rambler.ru

Потрібен менеджер фірми «Дентстал»
Тел. 8 (096) 565-83-42
e-mail: dentstal@ukr.net

A & T Trading-Corporation, Ltd Потрібні спеціалісти з металокераміки та знімного протезування, асистенти лікаря-стоматолога, лікарі-стоматологи, адміністратори Тел.: 8 (044) 440-73-43, 501-92-78

Фірмі в м. Києві на постійну роботу потрібен менеджер з продажу стоматологічних матеріалів Тел. 8 (067) 679-28-43

Фірмі потрібен менеджер роздрібної торгівлі стоматологічними матеріалами в м. Києві (торгова марка – Costa) Тел. 8 (044) 331-50-36, факс 8 (044) 234-17-53

В клініку «Сучасна стоматологія» потрібні зубні техніки. Для талановитих можливе навчання (металокераміка, знімне протезування). м. Київ, вул. Пожарського, 2, ст.м. Дарниця тел.: 8 (044) 501-80-04, 296-08-91

Фірма з продажу стоматологічних товарів запрошує на постійну роботу в м. Києві менеджера з досвідом роботи Тел.: 8 (050) 311-51-23, 8 (050) 330-21-86

Фірмі «Дентек» потрібен менеджер з продажу стоматологічних матеріалів (продукція на сайті www.dentek.com.ua) Тел.: 8 (044) 402-10-37, 502-41-54

Стоматологічна клініка на Подолі, м. Київ, запрошує до співробітництва лікарів на умовах оренди Тел. 8 (067) 209-71-75 Костянтин

Стоматологічна клініка в м. Києві (р-н Виноградар) запрошує на роботу:
- лікаря-стоматолога-терапевта, дитячого лікаря-стоматолога.
Досвід роботи від 3 років;
- асистента лікаря-стоматолога або медсестру Тел. 8 (067) 408-37-08

Стоматологічна клініка в м.Києві запрошує на роботу лікарі-стоматологів з досвідом роботи, асистентів лікаря-стоматолога Тел. 8 (044) 499-21-23

ПРОДАМ БАГАТО-ЧОГО,
нууу.... там... піскоструйку, чи ще

ШОСС...

ТЕЛЕФОНУЙТЕ

8 (067) 500 69 57

АДРЕСИ, ДЕ ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ

журнал «Навігатор стоматології» і «Довідник «Навігатор стоматології 2008»

ВІННИЦЯ

«Відар»
вул. Сабарівська, 4-а
тел./факс: (0432) 68-06-68, 57-12-93
8 (067) 837-40-56



ІПСТ
вул. Хрещатик, 44-в
тел. 8 (044) 234-43-00
e-mail: ipst@ipst.com.ua
www.ipst.com.ua



«Каскад Дент»
вул. Ірпінська, 78-а
тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua



«Майстер-Дент»
вул. Щорса, 32-в, літера «А»
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63
285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: master@dent.relc.com
www.masterdent.com.ua



«МедМаркет»
вул. Машинобудівна, 44
тел.: 8 (044) 206-27-02, 206-27-03
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua



«Стаміл»
вул. Садова, 191, буд. 2
тел. (044) 573-97-30



вул. Бердичівська, 1
тел. (044) 455-99-57



«Укрмедпостач»
вул. О. Довженка, 18
тел.: 8 (044) 455-51-22, 456-28-01
e-mail: info@dental-depo.com.ua



«Юнідент Трейд – Україна»
вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157
тел.: (044) 407-07-90
факс: (044) 403-80-58
моб.: 8 (067) 240-03-10
e-mail: unidenttrade_ua@ukr.net
www.unidenttradeusa.com



КІРОВОГРАД

Медтехніка-7

вул. К. Марка, 7

тел./факс: (0522) 32-23-90



КРИВИЙ РІГ

Медтехніка-8

вул. Мелешіна, 8

тел./факс: (0564) 64-14-58



ЛУЦЬК

Медтехніка-11

вул. Сагайдакного, 1

тел.: (050) 393-63-08



ЛЬВІВ

«ГалДент»

вул. Пасічна, 36

тел.: 8 (032) 271-20-22



«Дентал Експрес»

вул. Глибока, 6/9

тел.: 8 (032) 38-82-43, 38-92-63



«Прем'єр-Дентал»

вул. Ніжинська, 10

тел./факс: +38 (032) 297-63-64

260-23-63

e-mail: premier@dental.net.ua



«Профідент-Плюс»

вул. Єфремова, 85

тел.: (032) 240-17-40

8 (050) 370-93-30

e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua



тут ви можете придбати «Довідник «Навігатор стоматології 2008»

Журнал «Навігатор стоматології» видається з 14 лютого 2005 р.
Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505 від 14.01.2005 р.

Виходить щомісячно. Розповсюджується по всій території України.
Відповідальність за зміст реклами інформації несе рекламодавець
Засновник: Крижановський Олексій. Відповідальний за випуск: Бондарчук Наталія.
Дизайн та верстка: Ковалчук Юрій.

Адреса редакції: Україна, 02095, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306, тел./факс: 8 (044) 573-97-14, 573-97-73
e-mail: 2008@navistom.com.ua, navistom@ukr.net
Наклад: 7000 прим. Друк: ТОВ «Новий друк» м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 19.05.2008р.



Скалер Woodpecker



Потребляемая мощность:
220 В, 50Гц/60Гц, 150 мА
Мощность основного элемента:
24 В, 50Гц/60Гц, 1.3 А
Выходная мощность: 3-20 Вт
Частота: 28 + 3 кГц
Давление воды: 0,01 – 0,5 МПа
Размеры: 175мм x 120мм x
65мм
Скалер подключается
автономно

HK-2EW-35

Особенности:

- подаваемое напряжение – 220В/50Гц
- напряжение – 3,7 А
- мощность – 750 Вт
- производительность – 100 л/мин
- давление – 0,8 МПа
- объем воздушного контейнера – 35 л
- шум – 60-65 дБ



HK-3EW-45

Особенности:

- подаваемое напряжение – 220В/50Гц
- напряжение – 4,8 А
- мощность – 1100 Вт
- производительность – 140 л/мин
- давление – 0,8 МПа
- объем воздушного контейнера – 45 л
- шум – 60-65 дБ



Гарантія - 2 роки!
K828FA

Надежная сервисная
поддержка



Возможен заказ установки
с верхней подачей
инструментов



Гарантія - 2 роки!
K828-1

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com



КРЫМ-МЕДМАРКЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
ОТ КОМПАНИИ PLANMECA OY (Финляндия)

ШІФРСЬЕІ!
ГІАНСРЭМНЫІ!
РЕНТГЕН
АГІГІАРАТ
PLANMECA РІССЛЕ
С ТСМСГРЭФІЧЕСЬЕІ!
ФУМКШІЕІ! ҮЖЕ
В үКРЭСІНЕ !!!

Генератор: Постоянный потенциал,
контролируется микропроцессором,
рабочая частота 60-80 kHz

Рентгеновская трубка: Toshiba D-058-SBR
Размер фокусного пятна: 0,5x0,5 мм (IEC336)
Общая фильтрация: 2.5 мм алюминиевого
эквивалента
Анодное напряжение: 60-70 kV
Анодный ток: 2-7 mA

Время сканирования: 2-10 секунд
Увеличение: 1,22-1,29
Расстояние от источника
облучения до объекта: 480 мм
Линейное напряжение:
100-240 V±10% 50 или 60 Hz
Линейная сила тока: 8 – 16 A



PLANMECA

магазин „Медтехника-1“ г.Симферополь, ул.К.Маркса,49 тел/факс (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61,
магазин „Медтехника-2“ г.Днепропетровск, пр.Кирова,44д тел/факс (056) 371-13-83, 371-13-93
магазин „Медтехника-3“ г.Одесса, пр.Соборнаа,1 тел/факс (0482) 37-85-79, 26-47-07
магазин „Медтехника-4“ г.Херсон, ул.Октябрьской революции,19 тел/факс (0552) 49-59-13
магазин „Медтехника-5“ г.Мелитополь, ул.Байбугатова,11 тел/факс (0619) 42-23-98
магазин „Медтехника-6“ г.Севастополь, ул.Пожарова,21 тел/факс (0692) 53-75-28, 53-76-29
магазин „Медтехника-7“ г.Кировоград, ул.К.Маркса,7 тел/факс (0522) 32-23-90
магазин „Медтехника-8“ г.Кривой Рог, ул.Мелешкина,3 тел/факс (0564) 64-14-53
магазин „Медтехника-9“ г.Запорожье, ул.Гагарина,6 тел/факс (0612) 34-55-03, 34-45-31
магазин „Медтехника-10“ г.Харьков, ул.Плехановская,40 тел/факс (057) 732-31-10
магазин „Медтехника-11“ г.Луцк, ул.Сагайданского 1 тел (050) 393-63-08
магазин „Медтехника-12“ г.Николаев, пр.Ленина 161 тел/факс (0512) 55-17-39
e-mail : krymmedmarket@utel.net.ua, kmm@kmm.com.ua

НЭГЁЖНЫІ
ГІСТСШИК