

HYBRID IMPLANT®
NTA® IMPLANT
SHORTER IMPLANT®

Спробуй
безкоштовний
TEST DRIVE

ПРИЛАДУ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ

НА ПЕРШУ ПОКУПКУ

-15%

profident plus
ПРОФЕСІЙНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ



050-371-96-00

profident-plus.lviv.ua

10/2025 NaviStom

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ



Читайте журнал ONLINE

ЦИФРОВА ЗУБОТЕХНІЧНА
ЛАБОРАТОРІЯ ПОВНОГО ЦИКЛУ

(073) 006 07 07

@UADENT_LAB

UADENT DENTAL LAB
CAD/CAM TECHNOLOGY

CAD/CAM
MILLING CENTER

від
400 ГРН

**ФРЕЗЕРУВАННЯ
З ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ**

044-290-70-80
095-360-19-19
067-934-91-19
www.zircon.com.ua

ЯКІСТЬ ТЕПЕР ДОСТУПНІША!

TITANIUM

Трансфери, аналоги,
титанові основи, формувачі ясен,
мультиюніти, преміли
та багато інших позицій!

+38(050)538-12-82

FUSION Матеріали Cad/Cam
для цифрових зуботехнічних лабораторій

4DPROmultilayer

+38 (096) 558-12-13

Lab Store

zshape
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА

НА ІНТРАОРАЛЬНИЙ СКАНЕР
TRIOS 3 POD
9900 €

Офіційний представник в Україні!

укрмед (+) дентал
WWW.UKRMED-DENTAL.COM

(050) 740-59-99 (044) 537-38-78
(050) 416-95-41 (044) 458-47-60
(050) 310-67-95 f/Ukrmeddental

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на MBP на момент оплати

AUTUMN Sale **NSK**

Комплексний апарат для гігієни
Varios Combi Pro 2
з підігрівом води
~~€ 4500~~

€ 4070



Багатофункційний скалер
Varios 970 Lux
~~€ 1574~~

€ 1445



Хірургічна система
VarioSurg 3
з наконечником
із фіброоптикою
та набором Basic S Kit
~~€ 4890~~

€ 4250



Система автоматичного змащування
та чищення наконечників
iCare Type C2

Два стандартні порти
(турбінні) +
Два обертальні порти
(мікромоторні)
~~€ 4699~~

€ 1530



Турбінний ортопедичний
наконечник
без підсвітки
S-Max M900

~~€ 357~~ **€ 250**



S Max M95L (1:5)

~~€ 570~~ **€ 470**



S-Max M25L (1:1)

~~€ 439~~ **€ 375**



ЦІНА КОМПЛЕКТУ ~~€ 1009~~ **€ 850**

КОМПЛЕКТ
S-Max M95
S-Max M25

~~€ 753~~ **€ 660**



Наконечник
Prophy-Mate neo

~~€ 570~~ **€ 515**



Фізіодиспенсери
Surgic Pro

~~€ 3550~~

€ 3130

Surgic Pro 2

~~€ 3559~~

€ 3095

Surgic Pro+

~~€ 4090~~

€ 3760



22-24 ЖОВТНЯ 2025
Львів



Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

укрмед (Ukrmed) дентал

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

f /Ukrmeddental i /ukrmeddental

ТОВ «УКРМЕД дентал»

м. Київ, вул. Довженка, 18

(050) 416-95-41, (050) 310-67-95

(044) 537-38-78, (044) 458-47-60



\$ 35 \$ 20 \$ 20 \$ 12 \$ 12
 \$ 20 \$ 20
 \$ 24 \$ 12 \$ 20 \$ 20 \$ 15
 \$ 15 \$ 17 \$ 15 \$ 17 \$ 12

ЯКІСТЬ ТЕПЕР ДОСТУПНІША!
TITANIUM
 Трансфери, аналоги,
 титанові основи,
 формувачі ясен,
 мультиюніти, преміли
 та багато інших позицій!


TITANIUM
 +38(050)538-12-82

☒ titanium.in.ua
 📷 titanium.ukr
 ⬅️ titanium_ua





Зуботехнічна лабораторія «Цифра»





HeronTM IOS

КРАСА ПРОСТОТИ

ІНТРАОРАЛЬНИЙ СКАНЕР
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО
ВИРОБНИКА 3DISC

22-24 ЖОВТНЯ 2025
ЛЬВІВ



Замовте безкоштовну
презентацію до себе
в клініку

Офіційний імпорт

~~8500\$~~ **7200\$**

Кількість акційних комплектів
обмежена

3DISC

Taking Digital Beyond

DentMarket



dentmarket.kiev.ua



(093)554 46 16



(093)328 90 28



Реставрації за допомогою Лише одного відтинку



Це не магія, ЦЕ НАУКА!

Композит Transcend розроблено з використанням технології Ultradent's Resin Particle Match™, яка дозволяє відтинку Universal Body поєднуватися з майже будь-яким відтинком зуба у будь-якій ділянці зубного ряду, не потребуючи використання маскувальних матеріалів.

Адаптація відтінків



Відтінок Universal Body продовжує відповідати навколишньому зубному ряду навіть після відбілювання

ТОВ «СТАМІЛ» – Уповноважений представник компанії Ultradent в Україні.

Дентальне депо "Стаміл"

(044) 33 77 323

(067) 33 77 323

(095) 33 77 323

www.stamil.ua, e-mail: info@stamil.ua

Лук'янівське відділення

(044) 33 77 353

(067) 65 77 353

(095) 33 77 353

вул. Бердичівська 1, м. Київ, 04116



Запрошуємо Вас взяти участь у майстер-класах на теми:

Майстер-клас: **Особливості протезування на імплантатах. Відбитки та фіксація, як етап протезування**

18 жовтня | Гуменюк Олександр Олександрович | м. Кропивницький | Балів БПР: 15

Майстер-клас: **Техніка композитного вінірування в "BOX" протоколі при відновленні фронтальної групи зубів**

22 жовтня | Богачук Віталій Володимирович | м. Львів, Дентал-Україна | Балів БПР: 7.5

Майстер-клас: **Цікаві аспекти в роботі у бічному відділі нижньої щелепи. Альтернатива кістковій пластиці.**

26 жовтня | Кожарін Олександр Михайлович | м. Одеса | Балів БПР: 15

Майстер-клас: **3D діагностика в терапевтичній стоматології**

13 листопада | Бойко Мілена Василівна | онлайн | Балів БПР: 5

Майстер-клас: **Непрямі реставрації з використанням цифрових технологій**

21 листопада | Попов Роман Вікторович | м. Дніпро | Балів БПР: 15

Майстер-клас: **Мультифахові сучасні клінічні протоколи у щоденній стоматологічній практиці**

22 листопада | Лазарева Ксенія Анатоліївна | м. Київ | Балів БПР: 15

Тренінг: **Цифрові протоколи непрямих реставрацій**

22 листопада | Попов Роман Вікторович | м. Дніпро | Балів БПР: 15

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСТУПНІ КОЖНОМУ

Інтраоральний сканер Helios 680

- Точність сканування: 16 мкм для всієї дуги та менше 8 мкм для окремого зуба
- Глибина сканування: 18 мм
- Швидкий – 30 кадрів в секунду
- Найкраще співвідношення ціни та якості на ринку

Купуй імпланти

та отримуй інтраоральний

3D СКАНЕР HELIOS 680 в подарунок!

5 900 \$



DIO
IMPLANT SYSTEM

300 мм.



Cowellmedi
INNO

300 мм.

Фізiodиспенсер Motor Surg

- Кольоровий сенсорний світлодіодний екран та 8 режимів для різних хірургічних втручань
- Стабільний та точний крутний момент у режимі реального часу, широкий діапазон швидкостей
- Внутрішній розпилювач наконечника
- Інтелектуальне нагадування про помилки
- Магнітний фіксований тримач для кутового наконечника.

Купуй 40 імплантів **DIO** або **INNO**, отримай знижку 50% на **ФІЗІОДИСПЕНСЕР MOTOR SURG!**

Купуй 100 імплантів **DIO** або **INNO**, отримай **ФІЗІОДИСПЕНСЕР MOTOR SURG в подарунок!**

Cowellmedi
INNO



DIO
IMPLANT SYSTEM



1 650 \$



ACUVISION X

Стоматологічний операційний мікроскоп

- БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- Німецька оптика Schott
- Апохроматична оптична система з діапазоном збільшення 1.3X–23.5X
- Варіооб'єктив 190–460 мм
- LED-підсвітка: 100 000 люкс, 5 500 K
- Фільтри освітлення: True Light, зелений, білий, помаранчевий, режим Анти-блік
- LED дисплей, вбудований датчик руху
- Поворотні бінокулярні, нахил 0–210°
- Подовжувач бінокулярів + ротаційне кільце
- Система Pendulum, широкий діапазон регулювань по трьом вісям
- Вбудована Full HD відеосистема!

10 800 \$



**Купуй мікроскоп ACUVISION X,
обери ЕНДОДОНТИЧНИЙ НАБІР НА СУМУ 2 000 \$ в подарунок!**



Портативний рентген HyperLight

- Фокальна пляма 0,4 мм
- Напруга трубки 65 кВ
- Струм трубки 2,5 мА
- Акумулятор 2500 мАг * 4
- Діапазон часу експозиції 0,02–2 с

1 400 \$

Інтраоральний радіовізіограф NanoPix

1 000 \$

Разом дешевше!
Купуй комплект за

2 300 \$

Автоклав E-SANIT

- Великий 6.15-дюймовий дисплей
- Інтелектуальне тестування якості води: ефективний контроль у режимі реального часу
- Дверні замки з електроприводом: Відкривання одним дотиком
- Індивідуальні цикли стерилізації
- Відкритий резервуар великої ємності (4.5 л)
- Розмір стерилізаційної камери: 254*355мм та 254*455мм

1 800 \$ 18 л

2 100 \$ 23 л



22-24 жовтня



Виставка «Дентал-Україна», стенд №43, 1-й поверх

**ukr
med
market**

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР ЕІГНТЕЕН В УКРАЇНІ
М. КИЇВ ПРОСПЕКТ БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 9/47
ТЕЛ. +38 (044) 590 15 00, +38 (050) 405 3609
ГРУПА КОМПАНІЙ «МЕДМАРКЕТ»
KMM.COM.UA



*Всі розрахунки проводяться в національній валюті за курсом міжбанку на день оплати.

Скажіть
ТАК!

Ендодонтії
без
компромісів



825 грн
(3 файли)

Інструменти для ендодонтії

Якість. Безпека. Доступність.

VDW.ROTATE® - система ротаційних інструментів з нікель-титану для формування корневих каналів.

Безпека пацієнта. Швидке освоєння. Ефективне видалення ошукрок. Універсальність.

Certus +38 097 314 03 03; +38 093 314 03 03 certus.in.ua | Interdent +38 050 387 12 58 interdent.com.ua |
Meridian +38 050 323 82 20 dentalinfo.com.ua | Premier Dental +38 099 533 1095; +38 093 427 6879
premier-dental.com.ua | UkrMedMarket +38 050 405 36 09 kmm.com.ua |
Viola Medtechnika +38 050 404 40 87 viola.net.ua

 **Dentsply
Sirona**

SCANER MICROSCOPE **MD-500** CALIPSO

НОВІ ФУНКЦІЇ

Fluorescent Light

ваш таємний помічник

Хочете швидко й точно виявити карієс, приховані дефекти чи різницю між тканинами зуба й композитом? Флуоресцентне підсвічування з фільтром допомагає миттєво оцінити ситуацію, заощаджуючи ваш час і покращуючи якість діагностики.



Smart Light

автоматичний комфорт

Тепер жодного засліплення на малих збільшеннях і максимально комфортне світло на великих. Більше не потрібно відволікатися на налаштування освітлення



22-24 ЖОВТНЯ 2025
ЛЬВІВ



INSTAGRAM



YOUTUBE



Науково-інженерний центр «СКАНЕР»

+38 (096) 886-08-86



+38 (067) 355-32-79

WWW.SCANER.UA



АКЦІЙНІ ЦІНИ

на стоматологічні діодні лазери Doctor Smile



~~4960€~~
4200€

Хірургія
Ендодонтія
Терапія
Пародонтологія
Імплантологія
Відбілювання
Дерматологія



~~7590€~~
6450€

PANDA smart

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА

**Panda
Scanner**

~~6900€~~

6300€

Найменший та найлегший
інтраоральний сканер

Всього 138 г. 221x27x25 мм.

Швидкий та точний

Ультрашвидке сканування

Точність 7 мкм

Plug&Play Пряме usb

підключення до ноутбуку

Cloud 5GB безкоштовно

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ! До 01.12.2025

Комплект рентгенівського обладнання

Портативний рентген
CLAROX VX-30 (Корея)



Карбонова
нанотрубка
нового покоління
Вага рентгену 1,5 кг



+ Радіовізіограф Pluto

~~3190\$~~
2850\$



+ Радіовізіограф
Zen-X E (MyRay, Італія)

~~4215€~~
3500€



Обладнання сертифіковано в Україні!

укрмед (+) дентал

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

 /Ukrmeddental

 /ukrmeddental



■ СТОМАТОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ
З ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЮ
СХЕМОЮ КЕРУВАННЯ

U200
від 4885 \$

S30
від 5985 \$


■ АВТОКЛАВИ SIGER (Клас B)


AMI-23B

(23 л)

2200 \$

EGO-23B+

(23 л)

2950 \$

Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати.

(050) 740-59-99, (050) 416-95-41, (050) 310-67-95
ТОВ «УКРМЕД дентал»
м. Київ, вул. Довженка, 18
(044) 537-38-78, (044) 458-47-60
info@ukrmed-dental.com



GRANUM

Стоматологічне обладнання

*З нами завжди
вигодно та надійно!*

GRANUM DTK-892



GRANUM TS8830 (Sonata)



Додаткова опція TOUCH screen



NEW

TS 8830 Sonata

з підлоговим
гідроблоком



NEW

**GRANUM
TS-TOP300 (KIDS)**



Додаткова опція
TOUCH screen



**TS-TOP 301
IMPLANT**



61058, Україна, м.Харків,
вул.Культури, 6.14
info@med-technika.com

Медтехніка
med-technika.com

(067) 570-76-84
(067) 573-68-98



23

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ

2025

22 жовтня 09:00 – 18:00

Конференція «Endo-Resto Conference 2025»
Тел. для довідок: +38 098 6161456

Організатор:



10:00 – 18:00

Фахова школа дитячих стоматологів «Дитяча стоматологія у міждисциплінарному полі: нові горизонти співпраці»

Організатор:



10:30 – 13:30

Лекція з демонстрацією «Від аналогу до алгоритму: цифрові рішення до, під час та після сплїнт терапії»
Спікер: Іванна Квасневська
Лекція з демонстрацією «Цифрові рішення в функціональній діагностиці та лікуванні»
Спікер: Євгеній Случевський
Тел. для довідок: +38 075 4102039

Організатор:



14:15 – 18:30

Майстер-клас «Техніка композитного вінірування в «BOX» протоколі»
Спікер: Богачук Віталій Володимирович
Тел. для довідок: +38 050 4806064

Організатор:



14:30 – 19:00

Майстер-клас «Ключові підходи до точної діагностики, планування та ефективного лікування поширених захворювань пародонта й слизової оболонки порожнини рота»
Спікер: Черепинська Юлія
Тел. для довідок: +38 067 3608228

Організатор:



23 жовтня 10:00 – 18:00

Науково-практична конференція
«Терапевтична стоматологія. Практичні кейси»

Організатори:



10:30 – 13:30

Презентація
«Біополімер Графен — нанотехнологія в сучасній стоматології»
Спікер: Ornella Tosta, Іспанія
Тел. для довідок: +38 067 4075087

Організатор:



09:00 – 14:30

Семінар «Інновації у відтворенні кольору фронтальних зубів: простий спосіб досягнення «невидимих» реставрацій»

14:30 – 19:00

Семінар «Повноцінне відновлення морфології та функцій перших молярів з використанням сучасних методик та матеріалів»
Лектор: Володимир Ричков
Тел. для довідок: +38 097 9404039

Організатор:



14:00 – 18:00

Навчальний курс «Практична ендодонтія»
Лектор: Олександр Тихонь
Тел. для довідок: +38 067 3446180

Організатор:



10:00 – 14:00

Майстер-клас «Цифрове позиціонування брекетів»
Лектор: Шиндюк Мар'ян
Тел. для довідок: +38 068 1104383

Організатор:



24 жовтня 10:00 – 18:00

Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної ортодонтії з точки зору естетики та функції»

Організатор:



10:00 – 13:00

Круглий стіл
«Індустрія страхування. Сьогодення та майбутнє»

Організатори:



10:00 – 14:00

Майстер-клас «Сучасні підходи до естетичної та функціональної реставрації зубів»
Спікери: Литвин Тетяна
Тел. для довідок: +38 077 5551525

Організатори:



Дирекція Форуму: e-mail: nml@galexp.lviv.ua
facebook.com/Dental.Ukraine.Lviv
dental-ukraine.info
instagram.com/dental.expo.online/



функціонує


6 ТЕХНІЧНИХ ВІДДІЛІВ VM DENTAL



інженерний відділ



реставраційний відділ



відділ компресорного та аспіраційного обладнання



☎ 097-690-00-27


склад

☎ 050-690-00-27



v-mdental.com.ua

В наявності більше 100+ стоматологічних УСТАНОВОК




В нас найбільший вибір вживаних АВТОКЛАВІВ в Україні 200+ ПРОПОЗИЦІЙ



ПАНОРАМНІ ТА ПРИЦІЛЬНІ РЕНТГЕНИ




ЗУБОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ



РІЗНЕ ОБЛАДНАННЯ



АСПІРАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ



POWERAIR

ПРЕМІАЛЬНА ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ

www.power-air.net

АКЦІЯ
-15%

від регулярної ціни



Україна, м. Вінниця,
Родіона Скалецького, 36
Магазин: +38 (098) 311-69-96
Сервіс: +38 (067) 582-80-82

Для торгуючих організацій:
розвиваємо дилерську мережу
+38 (097) 964-05-53
Артем Володимирович

*Акційні ціни актуальні під час міжнародної виставки Дентал-Україна

EDULASE LIKA-SURGEON

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛАЗЕР ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ



На лазери
10 Вт 940 нм

-20%

Пропозиція діє
до 31 жовтня 2025

- Хірургія м'яких тканин
- Дезінфекція каналів та карманів
- Знеболювання СНЩС
- Відбілювання зубів

**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**

ОТРИМАЙТЕ ПРОПОЗИЦІЮ

Найуніверсальніша довжина хвилі
Навчання в подарунок
Вигідна ціна, приємні подарунки

Гарантія 3 роки



050-606-80-80

097-606-80-80

edulase.net/lika

ЦИФРОВА ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ



20 РОКІВ ДОСВІДУ

100% ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

ПОВНИЙ ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА

ВЛАСНИЙ ФРЕЗЕРНИЙ ЦЕНТР

UADENT



Е-МАХ ЦИРКОНІЙ CAD/CAM SLM ЗД ДРУК



Безкоштовна кур'єрська доставка
по Києву і відправка поштою
до інших міст України

@uadent_lab

Ⓜuadent.kiev.ua

(067) 444 17 34


(073) 006 07 07



ФІЗИДИСПЕНСЕРИ



НОВІ ПАКУВАЛЬНІ МАШИНИ



КОМПРЕСОРИ ТА ПОМПИ




ВІЗІОГРАФИ



НОВІ ТА ВЖИВАНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ АВТОКЛАВИ. В-КЛАС, АВТОНОМНІ



ТОМОГРАФИ



НОВІ МІКРОСКОПИ



СТОМАТОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ



(066) 900-84-37 • (066) 900-84-33 • (067) 900-84-34

• Стоматологам

ФОП Чернишова С.А. • Київ

Ремонтуємо: стоматологічні наконечники, мікромотори, помпи фотополімерні, дрібне обладнання та стоматологічні установки.

Відновлюємо різьбу на наконечниках скалерів усіх видів.

Ціна не змінилася!

WWW.STOMATICO.COM.UA

(067) 501-17-54, (067) 501-17-38



АКЦІЯ! ORTO-STAR 2M - термоінжекційна машина. Сергій. Київ. 103 125 грн
(097) 063-31-13



Мікроскоп ZEISS Universal S3, б/в, гарний стан
Сергій. Київ. 123 450 грн
(097) 465-40-21



Професійне заточування стоматологічних кюрет, скейлерів
Сергій. Київ. 100 грн
(097) 465-40-21

КОМПРЕСОРИ БЕЗМАСЛЯНІ МАЛОШУМНІ

22-24 ЖОВТНЯ 2025
ЛЬВІВ



***серія ПРОФЕСІОНАЛІ (Тайвань)
нержавіюча сталь
**серія ПРОФЕСІОНАЛІ (Тайвань)
*серія СТАНДАРТ (Китай)

ТОВ «Дентал Техніка»

Україна, м. Харків

(050) 32 55 44 9

(097) 0 66 88 66

dentaltechnika@ukr.net

www.dental-technika.com.ua

Вироблено та сертифіковано в Україні

DENT PRO

DENTPRO.COM.UA

098 98 515 98

Комплексне забезпечення
стоматологічних клінік:

- матеріали
- інструменти
- витратні



Швидко
Якісно
Надійно



ОНЛАЙН ЛЕКЦІЇ, ЯКІ ТИ ШУКАЄШ

PERIOCENTER.EDUCATION
ЛЕКЦІЯ В ЗАПИСІ

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ
ПОРОЖНИНИ РОТА

У ПОДАРОК ДО ЛЕКЦІЇ ВИ ОТРИМАЄТЕ:
• НОВІ ДАТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ
ПОРОЖНИНИ РОТА
• ДОСВІД І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПОСЛІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА І ПОЛІРУВАННЯ
ЗУБІВ




PERIOCENTER.EDUCATION
ЛЕКЦІЯ В ЗАПИСІ

ОГЛЯД ПОВІТРЯНО-АБРАЗИВНИХ
СИСТЕМ ТА ПОРОШКІВ ДЛЯ
ПОВІТРЯНО-АБРАЗИВНОГО
ПОЛІРУВАННЯ




PERIOCENTER.EDUCATION
МІНІ-КУРС В ЗАПИСІ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ ДЛЯ
ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА



PERIOCENTER.EDUCATION
ЛЕКЦІЯ В ЗАПИСІ + КОНСПЕКТ

ГІПЕРЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ:
Етіологія, патогенез,
діагностика та особли
ведення пацієнтів з
чутливістю зубів



ПРИДБАЙ СВОЮ ЛЕКЦІЮ
ЗА QR КОДОМ



@periocenter_education



@periocentereducation



periocenter.com.ua



Стерилізаційне обладнання від відомого європейського виробника за спеціальними цінами

22-24 ЖОВТНЯ 2025
Львів




У комплект входить:
автоклав класу В, пакувальна машина, аквадистилатор

АВТОКЛАВ
Anthos A22 Клас В 22 л



4 595 €
3 906 €
ціна комплекту

АВТОКЛАВ
Anthos A28
Клас В 28 л



ПАКУВАЛЬНА МАШИНА
Anthos Millsea + Manual

5 345 €
4 543 €
ціна комплекту

АКВАДИСТИЛЯТОР
Stillo



ТРИ роки гарантії або 3000 циклів!



Портативний
апекслокатор
нового покоління
A7 Apex locator

~~160\$~~ **152\$**



Комбінований профілактичний апарат **PTX**
з підігрівом води для ультразвукової та
содоструминної обробки

~~2835\$~~
2650\$



Обтураційні системи:

MaxFill-G

~~325\$~~
309\$

MaxFill-P

~~250\$~~
243\$

**MaxFill-G +
MaxFill-P**

~~525\$~~
499\$



Фотополімерні лампи

SWAN+

390\$

SWAN

295\$

A Cure plus

150\$



Ціни - індикативні. Розрахунок у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

укрмед (+) дентал

WWW.UKRMED-DENTAL.COM

ТОВ «УКРМЕД дентал» м. Київ, вул. Довженка, 18
(050) 416-95-41, (050) 310-67-95
(044) 537-38-78, (044) 458-47-60

info@ukrmed-dental.com

/Ukrmeddental

СУПЕРПРОПОЗИЦІЯ

від виробника Tokuyama та фірми «Укр-Медмаркет»

Купуй **4**
будь-які шприци

>>>

отримай адгезив
універсал Бонд II або
Бонд Форс II у подарунок!



ОБЕРИ АДГЕЗИВ У ПОДАРУНОК!

